

Catalogo dei prodotti-Product-catalogue

Zubehör für die HF-Chirurgie / Accessories for the Electro Surgery



Elettrodi monopolare e bipolare
electrodes monopolar and bipolar



Elettrodi con inserto in ceramica
electrodes with ceramic



Manopole con o senza cavo integrato
pencils with or without integrated cable



Cavi
cables



Elettrodi neutri e cavi
neutral electrodes and -cables



Pinze monopolare e bipolare
anche con rivestimento antiaderente
forceps monopolar and bipolar
also as Non-Stick available



Pinze e forbici
clamps and scissors







Contenitore Elettrodi
container for electrodes



Via Domenico Scarlatti, 20
20124 Milano - Italia
E-Mail: info@aveshealthcare.com
www.aveshealthcare.com

Tel. +39 02 366 826 93
Fax. +39 02 366 826 93



Indice Index		page
4 mm Elettrodi isolati <i>4 mm electrodes insulated</i>		3 - 14
4 mm Elettrodi in acciaio <i>4 mm steel electrodes</i>		15
2,4 mm Elettrodi, internazionale, isolato <i>2,4 mm electrodes, international, insulated</i>		16 - 22
1,6 mm Elettrodi, dentale <i>1,6 mm electrodes, dental</i>		23
Elettrodi flessibili per la chirurgia plastica <i>Flexible electrodes for the plastic surgery</i>		24 - 26
Elettrodi microdissezione ago <i>Micro-dissection needle electrodes</i>		27 - 28
Aghi microdissezione con inserto in ceramica <i>Micro-dissection needle with ceramic</i>		29 - 30
Elettrodi Artrosopia - solo bipolare <i>Arthroscopy electrodes - now also bipolar</i>		31 - 37
Elettrodi ENT <i>ENT electrodes</i>		38 - 39
Elettrodi laparoscopia con inserto in ceramica <i>Laparoscopy electrodes with ceramic</i>		40 - 41
Elettrodi Plasma - Argon <i>Argon Plasma-electrodes</i>		42
Manipoli RF con o senza cavo integrato <i>HF-pencils with or without integrated cable</i>		43 - 49
HF-Cavi <i>HF cables</i>		50 - 53
Elettrodi neutri e cavi <i>neutral electrodes and -cables</i>		54 - 56
HF pinza monopolare e bipolare versione non-stick <i>HF forceps monopolar and bipolar as non-stick available</i>		57 - 67
Bipolare Klemmen und Scheren <i>Bipolar Clamps and scissors</i>		66-69
Contenitore Elettrodi <i>Container for electrodes</i>		70
Accessori monopolari e bipolari <i>Sets monopolar and bipolar accessories</i>		71 - 72

Aktive monopolare Elektroden, wiederverwendbar, 4 mm, autoklavierbar 134°C
Active monopolar electrodes, reusable, 4 mm, autoclavable 134°C

Artikel-Nr. Art. No.	Beschreibung Description	VPE Unit		
AH-205-0	Messerelektrode, Länge 3,3 x 25 mm <i>Knife electrode, length 3.3 x 25 mm</i>	5		Umax: 4 KVp
AH-202-0	Lanzettschneidelektrode, abgewinkelt, feines Blatt, 1,6 x 19 mm <i>Lancet-cutting electrode, angular, fine, 1.6 x 19 mm</i>	5		Umax: 4 KVp
AH-203-0	Lanzettschneidelektrode, gerade, 1,6 x 19 mm <i>Lancet-cutting electrode, straight, 1.6 x 19 mm</i>	5		Umax: 4 KVp
AH-203-9	Lanzettschneidelektrode, gerade, starkes Blatt, 2,5 x 25 mm <i>Lancet-cutting electrode, straight, strong, 2.5 x 25 mm</i>	5		Umax: 4 KVp
AH-206-0	Spatelektrode, ovale Form, 3 x 24 mm <i>Spatulae electrode, oval shape, 3 x 24 mm</i>	5		Umax: 4 KVp
AH-207-0	Messerelektrode, seitliche Spitze, 3,3 x 24 mm <i>Knife electrode, 3.3 x 24 mm</i>	5		Umax: 4 KVp
AH-232-1	Spatelektrode, biegbar, 2 x 16 mm <i>Spatula electrode, flexible, 2 x 16 mm</i>	5		Umax: 4 KVp
AH-208-0	Messerelektrode, abgewinkelt, lanzettenförmig, 1,5 x 17 mm <i>Knife electrode, angular, lancet, 1.5 x 17 mm</i>	5		Umax: 4 KVp
AH-209-0	Messerelektrode, lanzettenförmig, 1,5 x 17 mm <i>Knife electrode, lancet, 1.5 x 17 mm</i>	5		Umax: 4 KVp

Aktive monopolare Elektroden, wiederverwendbar, 4 mm, autoklavierbar 134°C
Active monopolar electrodes, reusable, 4 mm, autoclavable 134°C

Artikel-Nr. Art. No.	Beschreibung Description	VPE Unit		
AH-205-5	Messerelektrode, 20 x 2,5 mm <i>Knife electrode, 20 x 2,5 mm</i>	5		Umax: 4 KVp
AH-211-8	Nadelelektrode mit Keramikisolation und Wolframnadel, 5 mm, Ø 0,5 mm Needle electrode with ceramic isolation and tungsten needle, 5 mm , Ø 0.5 mm	1		Umax: 4 KVp
AH-210-1	Nadelelektrode, Ø 0,5 mm <i>Needle electrode, Ø 0.5 mm</i>	5		Umax: 4 KVp
AH-210-3	Nadelelektrode, Ø 0,8 mm <i>Needle electrode, Ø 0.8 mm</i>	5		Umax: 4 KVp
AH-211-1	Nadelelektrode, isoliert, Ø 0,5 mm <i>Needle electrode, insulated, Ø 0.5 mm</i>	5		Umax: 4 KVp
AH-211-2	Nadelelektrode, isoliert, Ø 0,7 mm <i>Needle electrode, insulated, Ø 0.7 mm</i>			
AH-211-6	Nadelelektrode, isoliert, Ø 0,7 mm <i>Needle electrode, insulated, Ø 0.7 mm</i>	5		Umax: 4 KVp
AH-212-1	Drahtschlingenelektrode, Ø 5 mm <i>Wire loop electrode, Ø 5 mm</i>	5		Umax: 4 KVp
AH-212-2	Drahtschlingenelektrode, Ø 10 mm <i>Wire loop electrode, Ø 10 mm</i>	5		Umax: 4 KVp





Aktive monopolare Elektroden, wiederverwendbar, 4 mm, autoklavierbar 134°C
Active monopolar electrodes, reusable, 4 mm, autoclavable 134°C

Artikel-Nr. Art. No.	Beschreibung Description	VPE Unit		
AH-213-5	Bandschlingenelektrode, Ø 12 mm <i>Ribbon loop electrode, Ø 12 mm</i>	5		Umax: 4 KVp
AH-213-8	Bandschlingenelektrode, Ø 16 mm <i>Ribbon loop electrode, Ø 16 mm</i>	5		Umax: 4 KVp
AH-214-1	Kugelelektrode, Ø 2 mm <i>Ball electrode, Ø 2 mm</i>	5		Umax: 4 KVp
AH-214-2	Kugelelektrode, Ø 4 mm <i>Ball electrode, Ø 4 mm</i>	5		Umax: 4 KVp
AH-214-3	Kugelelektrode, Ø 6 mm <i>Ball electrode, Ø 6 mm</i>	5		Umax: 4 KVp
AH-214-8	Kugelelektrode, abgewinkelt, Ø 2 mm <i>Ball electrode, angular, Ø 2 mm</i>	5		Umax: 4 KVp
AH-214-9	Kugelelektrode, abgewinkelt, Ø 4 mm <i>Ball electrode, angular, Ø 4 mm</i>	5		Umax: 4 KVp




Aktive monopolare Elektroden, wiederverwendbar, 4 mm, autoklavierbar 134°C
Active monopolar electrodes, reusable, 4 mm, autoclavable 134°C

Artikel-Nr. Art. No.	Beschreibung Description	VPE Unit		
AH-223-0	Wolframelektrode isoliert, gerade, 0,5 x 20 mm <i>Tungsten electrode, insulated, straight, 0.5 x 20 mm</i>	1		Umax: 1 KVp
AH-224-0	Wolframelektrode, isoliert, abgewinkelt, 0,5 x 20 mm <i>Tungsten electrode, insulated, angled, 0.5 x 20 mm</i>	1		Umax: 1 KVp
AH-225-0	Wolframelektrode isoliert, 0,5 x 40 mm <i>Tungsten electrode, insulated, 0.5 x 40 mm</i>	1		Umax: 1 KVp
AH-226-0	Wolframelektrode, isoliert, abgewinkelt, 0,5 x 40 mm <i>Tungsten electrode, insulated, angled, 0.5 x 40 mm</i>	1		Umax: 1 KVp
AH-227-0	Spatelektrode, gerade, ovale Form, 3 x 24 mm <i>Spatula electrode, straight, oval shape, 3 x 24 mm</i>	1		Umax: 4 KVp
AH-216-0	Nadelelektrode <i>Needle electrode</i>	1		Umax: 4 KVp




Aktive monopolare Elektroden, wiederverwendbar, 4 mm, autoklavierbar 134°C
Active monopolar electrodes, reusable, 4 mm, autoclavable 134°C

Artikel-Nr. Art. No.	Beschreibung Description		
AH-239-1	Drahtschlingenelektrode, Ø 5 mm Wire loop electrode, Ø 5 mm	VPE 1 Unit 1	Umax: 4 KVp
			
AH-239-2	Drahtschlingenelektrode, Ø 10 mm Wire loop electrode, Ø 10 mm	VPE 1 Unit 1	Umax: 4 KVp
			
AH-240-1	Kugelelektrode, Ø 2 mm Ball electrode, Ø 2 mm	VPE 1 Unit 1	Umax: 4 KVp
			
AH-240-2	Kugelelektrode, Ø 4 mm Ball electrode, Ø 4 mm	VPE 1 Unit 1	Umax: 4 KVp
			
AH-240-3	Kugelelektrode, Ø 6 mm Ball electrode, Ø 6 mm	VPE 1 Unit 1	Umax: 4 KVp
			
AH-241-3	Nadelelektrode, 0,8 x 12 mm Needle electrode, 0.8 x 12 mm	VPE 1 Unit 1	Umax: 4 KVp
			

Aktive monopolare Elektroden, wiederverwendbar, 4 mm, autoklavierbar 134°C
Active monopolar electrodes, reusable, 4 mm, autoclavable 134°C

Artikel-Nr. Art. No.	Beschreibung Description		
AH-241-6	Nadelelektrode, 0,8 x 12 mm <i>Needle electrode, 0.8 x 12 mm</i>	VPE 1 Unit 1	Umax: 4 KVp
			
AH-242-0	Messerelektrode, 2,4 x 10 mm <i>Knife electrode, 2.4 x 10 mm</i>	VPE 1 Unit 1	Umax: 4 KVp
			
AH-243-0	Messerelektrode, abgewinkelt, 2,4 x 10 mm <i>Knife electrode, angled, 2.4 x 10 mm</i>	VPE 1 Unit 1	Umax: 4 KVp
			
AH-242-6	Messerelektrode, 3,3 x 25 mm <i>Knife electrode, 3.3 x 25 mm</i>	VPE 1 Unit 1	Umax: 4 KVp
			
AH-242-7	Messerelektrode, seitliche Spitze, 3,3 x 20 mm <i>Knife electrode, 3.3 x 20 mm</i>	VPE 1 Unit 1	Umax: 4 KVp
			
AH-242-8	Messerelektrode, 2,4 x 20 mm <i>Knife electrode, 2.4 x 20 mm</i>	VPE 1 Unit 1	Umax: 4 KVp
			

Aktive monopolare Elektroden, wiederverwendbar, 4 mm, autoklavierbar 134°C
Active monopolar electrodes, reusable, 4 mm, autoclavable 134°C

Artikel-Nr. Art. No.	Beschreibung Description		
AH-244-0	Lanzettelektrode, 1,6 x 20 mm, feines Blatt <i>Lancet electrode, 1.6 x 20 mm, fine</i>	VPE 1 Unit 1	Umax: 4 KVp
			
AH-244-6	Lanzettelektrode, 2,2 x 20 mm, starkes Blatt <i>Lancet electrode, 2.2 x 20 mm, strong</i>	VPE 1 Unit 1	Umax: 4 KVp
			
AH-232-0	Spatelektrode, 2 x 16 mm, biegsam <i>Spatula electrode, 2 x 16 mm, flexible</i>	VPE1 Unit 1	Umax: 4 KVp
			

Aktive monopolare Elektroden, wiederverwendbar, 4 mm, autoklavierbar 134°C
Active monopolar electrodes, reusable, 4 mm, autoclavable 134°C

Artikel-Nr. Art. No.	Beschreibung Description	
-------------------------	-----------------------------	--

AH-246-0	Schlingenelektrode, 10 x 10 mm <i>Loop electrode, 10 x 10 mm</i>	VPE 1 Unit 1	Umax: 0,5 KVp
----------	---	-----------------	---------------




AH-250-1	Schlingenelektrode, 15 x 15 mm <i>Loop electrode, 15 x 15 mm</i>	VPE 1 Unit 1	Umax: 0,5 KVp
----------	---	-----------------	---------------




AH-250-0	Schlingenelektrode, 15 x 20 mm <i>Loop electrode, 15 x 20 mm</i>	VPE 1 Unit 1	Umax: 0,5 KVp
----------	---	-----------------	---------------



AH-251-0	Schlingenelektrode, 20 x 20 mm <i>Loop electrode, 20 x 20 mm</i>	VPE 1 Unit 1	Umax: 0,5 KVp
----------	---	-----------------	---------------



AH-252-0	Schlingenelektrode, 20 x 25 mm <i>Loop electrode, 20 x 25 mm</i>	VPE 1 Unit 1	Umax: 0,5 KVp
----------	---	-----------------	---------------



Aktive monopolare Elektroden, wiederverwendbar, 4 mm, autoklavierbar 134°C
Active monopolar electrodes, reusable, 4 mm, autoclavable 134°C

Artikel-Nr. Art. No.	Beschreibung Description	
-------------------------	-----------------------------	--

AH-258-0 Schlingenelektrode, Ø 10 mm
 Loop electrode, Ø 10 mm

VPE 1
 Unit 1

Umax: 0,5 KVp



AH-259-0 Schlingenelektrode, Ø 15 mm
 Loop electrode, Ø 15 mm

VPE 1
 Unit 1

Umax: 0,5 KVp



AH-260-0 Schlingenelektrode, Ø 20 mm
 Loop electrode, Ø 20 mm

VPE 1
 Unit 1

Umax: 0,5 KVp



AH-261-0 Schlingenelektrode, Ø 25 mm
 Loop electrode, Ø 25 mm

VPE 1
 Unit 1

Umax: 0,5 KVp





AH-268-0 Schlingenelektrode, Ø 30 mm
 Loop electrode, Ø 30 mm

VPE 1
 Unit 1

Umax: 0,5 KVp



Aktive monopolare Elektroden, wiederverwendbar, 4 mm, autoklavierbar 134°C
Active monopolar electrodes, reusable, 4 mm, autoclavable 134°C

Artikel-Nr. Art. No.	Beschreibung Description		
AH-264-0	Schlingenelektrode, 10 x 25 mm <i>Loop electrode, 10 x 25 mm</i>	VPE 1 Unit 1	Umax: 0,5 KVp
			
AH-262-0	Schlingenelektrode, 15 x 25 mm <i>Loop electrode, 15 x 25 mm</i>	VPE 1 Unit 1	Umax: 0,5 KVp
			
AH-263-0	Schlingenelektrode, 20 x 25 mm <i>Loop electrode, 20 x 25 mm</i>	VPE 1 Unit 1	Umax: 0,5 KVp
			

Aktive monopolare Elektroden, wiederverwendbar, 4 mm, autoklavierbar 134°C
Active monopolar electrodes, reusable, 4 mm, autoclavable 134°C

Artikel-Nr. Art. No.	Beschreibung Description	
-------------------------	-----------------------------	--

AH-270-0 Koagulationsnadel, Ø 1,2 mm
Koagulation needle, Ø 1.2 mm

VPE 1
Unit 1

Umax: 0,5 KVp



AH-271-0 Kugelelektrode, Ø 2 mm
Ball electrode, Ø 2 mm

VPE 1
Unit 1

Umax: 0,5 KVp



Aktive monopolare Elektroden, wiederverwendbar, 4 mm, autoklavierbar 134°C
Active monopolar electrodes, reusable, 4 mm, autoclavable 134°C

Artikel-Nr. Art. No.	Beschreibung Description	
-------------------------	-----------------------------	--

Umax: 4 KVp



AH-274-4	Elektrodenverlängerung, 80 mm, für 4 mm Schaft, mit Federkorb <i>Extension for electrodes, 80 mm, for 4 mm shaft, with cage</i>	VPE 1 Unit 1
AH-274-5	Elektrodenverlängerung, 100 mm, für 4 mm Schaft, mit Federkorb <i>Extension for electrodes, 100 mm, for 4 mm shaft, with cage</i>	VPE 1 Unit 1
AH-274-6	Elektrodenverlängerung, 150 mm, für 4 mm Schaft, mit Federkorb <i>Extension for electrodes, 150 mm, for 4 mm shaft, with cage</i>	VPE 1 Unit 1
AH-293-5	Spannzange, von 4 mm auf 2,4 mm <i>Chuck, from 4 mm to 2.4 mm</i>	VPE 1 Unit 1
		
AH-293-5	Spannzange, von 4 mm auf 1,6 mm <i>Chuck, from 4 mm to 1.6 mm</i>	VPE 1 Unit 1
		

Aktive monopolare Stahl-Elektroden, wiederverwendbar, 4 mm, autoklavierbar 134°C
Active monopolar steel-electrodes, reusable, 4 mm, autoclavable 134°C

Artikel-Nr. Art. No.	Beschreibung Description	VPE Unit	
AH-101-0	Lanzettelektrode, gerade <i>Lancet electrode, straight</i>	5	
AH-102-0	Lanzettelektrode, abgewinkelt <i>Lancet electrode, angular</i>	5	
AH-104-0	Messerelektrode <i>Knife electrode</i>	5	
AH-105-0	Messerelektrode <i>Knife electrode</i>	5	
AH-109-0	Drahtschlingenelektrode, Ø 5 mm	5	
AH-110-0	Ø 10 mm <i>Wire loop electrode,</i>		
AH-112-0	Bandschlingenelektrode, Ø 10 mm	5	
AH-113-0	Ø 15 mm <i>Ribbon loop electrode,</i>		
AH-114-0	Kugelelektrode Ø 2,5 mm	5	
AH-115-0	Ø 4 mm		
AH-116-0	Ø 5 mm <i>Ball electrode</i>		
AH-108-0	Nadelelektrode L = 22 mm	5	
AH-108-1	L = 30 mm <i>Needle electrode</i>		

Aktive monopolare Elektroden, wiederverwendbar, 2,4 mm, autoklavierbar 134°C
Active monopolar electrodes, reusable, 2.4 mm, autoclavable 134°C

Artikel-Nr. Art. No.	Beschreibung Description	VPE Unit	
AH-300-0	Spatelelektrode, 2,5 x 20 mm <i>Spatulaelectrode, 2.5 x 20 mm</i>	5	 Umax: 4 KVp
AH-301-0	Schneidelektrode, 2,5 x 20 mm <i>Blade electrode, 2.5 x 20 mm</i>	5	 Umax: 4 KVp
AH-305-1	Kugelelektrode, Ø 2,0 mm <i>Ball electrode, Ø 2.0 mm</i>	5	 Umax: 4 KVp
AH-305-2	Kugelelektrode, Ø 4,0 mm <i>Ball electrode, Ø 4.0 mm</i>	5	 Umax: 4 KVp
AH-305-3	Kugelelektrode, Ø 6,0 mm <i>Ball electrode, Ø 6.0 mm</i>	5	 Umax: 4 KVp
AH-305-8	Kugelelektrode, abgewinkelt, Ø 2,0 mm <i>Ball electrode, angular, Ø 2.0 mm</i>	5	 Umax: 4 KVp
AH-305-9	Kugelelektrode, abgewinkelt, Ø 4,0 mm <i>Ball electrode, angular, Ø 4.0 mm</i>	5	 Umax: 4 KVp



Aktive monopolare Elektroden, wiederverwendbar, 2,4 mm, autoklavierbar 134°C
Active monopolar electrodes, reusable, 2.4 mm, autoclavable 134°C

Artikel-Nr. Art. No.	Beschreibung Description	VPE Unit		
AH-306-1	Drahtschlingenelektrode, Ø 5 mm <i>Wire loop electrode, Ø 5 mm</i>	5		Umax: 4 KVp
AH-306-2	Drahtschlingenelektrode, Ø 10 mm <i>Wire loop electrode, Ø 10 mm</i>	5		Umax: 4 KVp
AH-306-3	Drahtschlingenelektrode, Ø 14 mm <i>Wire loop electrode, Ø 14 mm</i>	5		Umax: 4 KVp
AH-307-2	Bandschlingenelektrode, Ø 10 mm <i>Ribbon loop electrode, Ø 10 mm</i>	5		Umax: 4 KVp
AH-307-3	Bandschlingenelektrode, Ø 14 mm <i>Ribbon loop electrode, Ø 14 mm</i>	5		Umax: 4 KVp

Aktive monopolare Elektroden, wiederverwendbar, 2,4 mm, autoklavierbar 134°C
Active monopolar electrodes, reusable, 2.4 mm, autoclavable 134°C

Artikel-Nr. Art. No.	Beschreibung Description	VPE Unit		
AH-303-1	Nadelelektrode, Ø 0,5 / 0,5 x 20 mm <i>Needle electrode, Ø 0.5 / 0.5 x 20 mm</i>	5		Umax: 4 KVp
AH-303-2	Nadelelektrode, Ø 0,5 / 0,7 x 20 mm <i>Needle electrode, Ø 0.5 / 0.7 x 20 mm</i>	5		Umax: 4 KVp
AH-323-0	Wolframelektrode isoliert, gerade, 0,5 x 20 mm <i>Tungsten electrode, insulated, straight, 0.5 x 20 mm</i>	1		Umax: 1 KVp
AH-324-0	Wolframelektrode, isoliert, abgewinkelt, 0,5 x 20 mm <i>Tungsten electrode, insulated, angled, 0.5 x 20 mm</i>	1		Umax: 1 KVp
AH-303-8	Nadelelektrode mit Keramikisolation und Wolframnadel, 5 mm, Ø 0,5 mm <i>Needle electrode with ceramic isolation and tungsten needle, 5 mm , Ø 0.5 mm</i>	1		Umax: 1 KVp

Aktive monopolare Elektroden, wiederverwendbar, 2,4 mm, autoklavierbar 134°C
Active monopolar electrodes, reusable, 2.4 mm, autoclavable 134°C

Artikel-Nr. Art. No.	Beschreibung Description		
AH-344-1	Kugelelektrode, Ø 2,0 mm Ball electrode, Ø 2.0 mm	VPE 1 Unit 1	Umax: 4 KVp
			
AH-344-2	Kugelelektrode, Ø 4,0 mm Ball electrode, Ø 4.0 mm	VPE 1 Unit 1	Umax: 4 KVp
			
AH-340-0	Spatelektrode, 2,5 x 20 mm Spatula electrode, 2.5 x 20 mm	VPE 1 Unit 1	Umax: 4 KVp
			
AH-341-0	Schneidelektrode, isoliert, 2,5 x 20 mm Blade electrode, insulated, 2.5 x 20 mm	VPE 1 Unit 1	Umax: 4 KVp
			
AH-342-1	Nadelelektrode, Ø 0,5 / 0,5 x 12 mm Needle electrode, Ø 0.5 / 0.5 x 12 mm	VPE 1 Unit 1	Umax: 4 KVp
			
AH-342-2	Nadelelektrode, Ø 0,7 / 0,5 x 12 mm Needle electrode, Ø 0.7 / 0.5 x 12 mm	VPE 1 Unit 1	Umax: 4 KVp
			

Aktive monopolare Elektroden, wiederverwendbar, 2,4 mm, autoklavierbar 134°C
Active monopolar electrodes, reusable, 2.4 mm, autoclavable 134°C

Artikel-Nr. Art. No.	Beschreibung Description	
-------------------------	-----------------------------	--



Umax: 4 KVp

AH-374-4	Elektrodenverlängerung, 70 mm, für 2,4 mm Schaft, mit Federkorb <i>Extension for electrodes, 70 mm, for 2,4 mm shaft, with cage</i>	VPE 1 Unit 1
AH-374-5	Elektrodenverlängerung, 90 mm, für 2,4 mm Schaft, mit Federkorb <i>Extension for electrodes, 90 mm, for 2,4 mm shaft, with cage</i>	VPE 1 Unit 1
AH-374-6	Elektrodenverlängerung, 140 mm, für 2,4 mm Schaft, mit Federkorb <i>Extension for electrodes, 140 mm, for 2,4 mm shaft, with cage</i>	VPE 1 Unit 1

AH-364-0	Schlingenelektrode, 10 x 25 mm <i>Loop electrode, 10 x 25 mm</i>	VPE 1 Unit 1
----------	---	-----------------

Umax: 0,5 KVp



AH-362-0	Schlingenelektrode, 15 x 25 mm <i>Loop electrode, 15 x 25 mm</i>	VPE 1 Unit 1
----------	---	-----------------

Umax: 0,5 KVp






AH-363-0	Schlingenelektrode, 20 x 25 mm <i>Loop electrode, 20 x 25 mm</i>	VPE 1 Unit 1
----------	---	-----------------

Umax: 0,5 KVp



Aktive monopolare Elektroden, wiederverwendbar, 2,4 mm, autoklavierbar 134°C
Active monopolar electrodes, reusable, 2.4 mm, autoclavable 134°C

Artikel-Nr. Art. No.	Beschreibung Description		
AH-346-0	Schlingenelektrode, 10 x 10 mm <i>Loop electrode, 10 x 10 mm</i>	VPE 1 Unit 1	Umax: 0,5 KVp
			
AH-350-1	Schlingenelektrode, isoliert, 15 x 15 mm <i>Loop electrode, insulated, 15 x 15 mm</i>	VPE 1 Unit 1	Umax: 0,5 KVp
			
AH-350-0	Schlingenelektrode, isoliert, 15 x 20 mm <i>Loop electrode, insulated, 15 x 20 mm</i>	VPE 1 Unit 1	Umax: 0,5 KVp
			
AH-351-0	Schlingenelektrode, 20 x 20 mm <i>Loop electrode, 20 x 20 mm</i>	VPE 1 Unit 1	Umax: 0,5 KVp
			
AH-352-0	Schlingenelektrode, 26 x 20 mm <i>Loop electrode, 26 x 20 mm</i>	VPE 1 Unit 1	Umax: 0,5 KVp
			

Aktive monopolare Elektroden, wiederverwendbar, 2,4 mm, autoklavierbar 134°C
Active monopolar electrodes, reusable, 2.4 mm, autoclavable 134°C

Artikel-Nr. Art. No.	Beschreibung Description	
-------------------------	-----------------------------	--

AH-358-0 Schlingenelektrode, Ø 10 mm
 Loop electrode, Ø 10 mm

VPE 1
 Unit 1

Umax: 0,5 KVp



AH-359-0 Schlingenelektrode, Ø 15 mm
 Loop electrode, Ø 15 mm

VPE 1
 Unit 1

Umax: 0,5 KVp



AH-360-0 Schlingenelektrode, Ø 20 mm
 Loop electrode, Ø 20 mm

VPE 1
 Unit 1


Umax: 0,5 KVp



AH-361-0 Schlingenelektrode, Ø 25 mm
 Loop electrode, Ø 25 mm

VPE 1
 Unit 1

Umax: 0,5 KVp



Monopolare Elektroden für Dental und Kosmetik, wiederverwendbar, Schaft 1,6 mm
Monopolar electrodes for dental and cosmetic applications, reusable, shaft 1,6 mm

Artikel-Nr. Art. No.	Beschreibung Description	VPE Unit		
AH-404-0	Drahtschlingenelektrode, Ø 3 mm <i>Wire loop electrode, Ø 3 mm</i>	5		Umax: 1 KVp
AH-405-0	Drahtschlingenelektrode, Ø 5 mm <i>Wire loop electrode, Ø 5 mm</i>	5		Umax: 1 KVp
AH-406-0	Drahtschlingenelektrode, Ø 8 mm <i>Wire loop electrode, Ø 8 mm</i>	5		Umax: 1 KVp
AH-401-0	Nadelelektrode, 0,2 mm <i>Needle electrode, 0.2 mm</i>	5		Umax: 1 KVp
AH-402-0	Nadelelektrode, abgewinkelt 45° <i>Needle electrode, angled 45°</i>	5		Umax: 1 KVp
AH-416-0	Koagulations-Nadelelektrode <i>Coagulation - Needle electrode</i>	5		Umax: 1 KVp
AH-417-0	Kugelelektrode, Ø 1,7 mm <i>Ball electrode, Ø 1.7 mm</i>	5		Umax: 1 KVp
AH-417-1	Kugelelektrode, Ø 1,7 mm <i>Ball electrode, Ø 1.7 mm</i>	5		Umax: 1 KVp
AH-418-0	Kugelelektrode, Ø 3 mm <i>Ball electrode, Ø 3 mm</i>	5		Umax: 1 KVp
AH-418-1	Kugelelektrode, Ø 3 mm <i>Ball electrode, Ø 3 mm</i>	5		Umax: 1 KVp
AH-419-0	Koagulations- und Fulgurationselektrode <i>Electrode, coagulating and fulguration</i>	5		Umax: 1 KVp

Elektroden für die plastische Chirurgie, wiederverwendbar, 2,4 mm, autoclavierbar 134°C
Electrodes for the plastic surgery, reusable, 2.4 mm, autoclavable 134°C

Artikel-Nr. Art. No.	Beschreibung Description	VPE Unit	
AH-390-0	Nadelelektrode, biegsam, Wolfram 0,25 mm <i>Needle electrode, flexible, tungsten 0,25</i>	5	 Umax: 2 KVp
AH-384-0	Drahtschlingenelektrode, dreiecksförmig, 7 mm, biegsam, Wolfram 0,2 mm <i>Wire loop electrode, triangular shape, 7 mm, flexible, tungsten 0,2 mm</i>	5	 Umax: 2 KVp
AH-384-1	Drahtschlingenelektrode, dreiecksförmig, 9 mm, biegsam, Wolfram 0,2 mm <i>Wire loop electrode, triangular shape, 9 mm, flexible, tungsten 0,2 mm</i>	5	 Umax: 2 KVp
AH-384-2	Drahtschlingenelektrode, rhombusförmig, biegsam, Wolfram 0,2 mm <i>Wire loop electrode, rhombic shape, flexible, tungsten 0,2 mm</i>	5	 Umax: 2 KVp
AH-384-3	Drahtschlingenelektrode, Ø 5 mm, biegsam, Wolfram 0,2 mm <i>Wire loop electrode, Ø 5 mm, flexible, tungsten 0,2 mm</i>	5	 Umax: 2 KVp
AH-384-4	Drahtschlingenelektrode, Ø 8 mm, biegsam, Wolfram 0,2 mm <i>Wire loop electrode, Ø 8 mm, flexible, tungsten 0,2 mm</i>	5	 Umax: 2 KVp
AH-381-0	Kugelelektrode, Ø 1 mm, biegsam <i>Ball electrode, Ø 1 mm, flexible</i>	5	 Umax: 2 KVp
AH-383-0	Kugelelektrode Ø 3 mm, biegsam <i>Ball electrode Ø 3 mm, flexible</i>	5	 Umax: 2 KVp
AH-382-0	Spatelektrode, biegsam <i>Spatula electrode, flexible</i>	5	 Umax: 2 KVp



Elektroden für die plastische Chirurgie, wiederverwendbar, 4 mm, autoklavierbar 134°C
Electrodes for the plastic surgery, reusable, 4 mm, autoclavable 134°C

Artikel-Nr. Art. No.	Beschreibung Description	VPE Unit		
AH-290-0	Nadelelektrode, biegsam, Wolfram 0,25 mm <i>Needle electrode, flexible, tungsten 0,25</i>	5		Umax: 2 KVp
AH-284-0	Drahtschlingenelektrode, dreiecksförmig, 7 mm, biegsam, Wolfram 0,2 mm <i>Wire loop electrode, triangular shape, 7 mm, flexible, tungsten 0,2 mm</i>	5		Umax: 2 KVp
AH-284-1	Drahtschlingenelektrode, dreiecksförmig, 9 mm, biegsam, Wolfram 0,2 mm <i>Wire loop electrode, triangular shape, 9 mm, flexible, tungsten 0,2 mm</i>	5		Umax: 2 KVp
AH-284-2	Drahtschlingenelektrode, rhombusförmig, biegsam, Wolfram 0,2 mm <i>Wire loop electrode, rhombic shape, flexible, tungsten 0,2 mm</i>	5		Umax: 2 KVp
AH-284-3	Drahtschlingenelektrode, Ø 5 mm, biegsam, Wolfram 0,2 mm <i>Wire loop electrode, Ø 5 mm, flexible, tungsten 0,2 mm</i>	5		Umax: 2 KVp
AH-284-4	Drahtschlingenelektrode, Ø 8 mm, biegsam, Wolfram 0,2 mm <i>Wire loop electrode, Ø 8 mm, flexible, tungsten 0,2 mm</i>	5		Umax: 2 KVp
AH-281-0	Kugelelektrode, Ø 1 mm, biegsam <i>Ball electrode, Ø 1 mm, flexible</i>	5		Umax: 2 KVp
AH-283-0	Kugelelektrode Ø 3 mm, biegsam <i>Ball electrode Ø 3 mm, flexible</i>	5		Umax: 2 KVp
AH-282-0	Spatelektrode, biegsam <i>Spatula electrode, flexible</i>	5		Umax: 2 KVp


Elektroden für die plastische Chirurgie, wiederverwendbar, 1,6 mm, autoklavierbar 134°C
Electrodes for the plastic surgery, reusable, 1.6 mm, autoclavable 134°C

Artikel-Nr. Art. No.	Beschreibung Description	VPE Unit	
AH-490-0	Nadelelektrode, biegsam, Wolfram 0,25 mm <i>Needle electrode, flexible, tungsten 0,25</i>	5	 Umax: 2 KVp
AH-484-0	Drahtschlingenelektrode, dreiecksförmig, 7 mm, biegsam, Wolfram 0,2 mm <i>Wire loop electrode, triangular shape, 7 mm, flexible, tungsten 0,2 mm</i>	5	 Umax: 2 KVp
AH-484-1	Drahtschlingenelektrode, dreiecksförmig, 9 mm, biegsam, Wolfram 0,2 mm <i>Wire loop electrode, triangular shape, 9 mm, flexible, tungsten 0,2 mm</i>	5	 Umax: 2 KVp
AH-484-2	Drahtschlingenelektrode, rhombusförmig, biegsam, Wolfram 0,2 mm <i>Wire loop electrode, rhombic shape, flexible, tungsten 0,2 mm</i>	5	 Umax: 2 KVp
AH-484-3	Drahtschlingenelektrode, Ø 5 mm, biegsam, Wolfram 0,2 mm <i>Wire loop electrode, Ø 5 mm, flexible, tungsten 0,2 mm</i>	5	 Umax: 2 KVp
AH-484-4	Drahtschlingenelektrode, Ø 8 mm, biegsam, Wolfram 0,2 mm <i>Wire loop electrode, Ø 8 mm, flexible, tungsten 0,2 mm</i>	5	 Umax: 2 KVp
AH-481-0	Kugelelektrode, Ø 1 mm, biegsam <i>Ball electrode, Ø 1 mm, flexible</i>	5	 Umax: 2 KVp
AH-468-0	Kugelelektrode Ø 3 mm, biegsam <i>Ball electrode Ø 3 mm, flexible</i>	5	 Umax: 2 KVp
AH-482-0	Spatelektrode, biegsam <i>Spatula electrode, flexible</i>	5	 Umax: 2 KVp


Microdissektions-Nadelelektroden, wiederverwendbar, 4 mm, autoklavierbar 134°C
Mircodissection Needle Electrodes, reusable, 4 mm, autoclavable 134°C

Artikel-Nr. Art. No.	Beschreibung Description		
AH-286-1	Microdissektions-Nadelelektrode, biegsam, Wolfram 0,25 mm x 4 mm <i>Microdissection Needle Electrode, flexible, Tungsten 0.25 mm x 4 mm</i>	VPE 1 Unit 1	Umax: 2 KVp
			
AH-286-2	Microdissektions-Nadelelektrode, biegsam, 45°, Wolfram 0,25 mm x 4 mm <i>Microdissection Needle Electrode, flexible, 45°, Tungsten 0.25 mm x 4 mm</i>	VPE 1 Unit 1	Umax: 2 KVp
			
AH-286-3	Microdissektions-Nadelelektrode, biegsam, Wolfram 0,25 mm x 4 mm <i>Microdissection Needle Electrode, flexible, Tungsten 0.25 mm x 4 mm</i>	VPE 1 Unit 1	Umax: 2 KVp
			
AH-286-4	Microdissektions-Nadelelektrode, biegsam, 45°, Wolfram 0,25 mm x 4 mm <i>Microdissection Needle Electrode, flexible, 45°, Tungsten 0.25 mm x 4 mm</i>	VPE 1 Unit 1	Umax: 2 KVp
			
AH-286-5	Microdissektions-Nadelelektrode, biegsam, Wolfram 0,25 mm x 4 mm <i>Microdissection Needle Electrode, flexible, Tungsten 0.25 mm x 4 mm</i>	VPE 1 Unit 1	Umax: 2 KVp
			
AH-286-6	Microdissektions-Nadelelektrode, biegsam, 45°, Wolfram 0,25 mm x 4 mm <i>Microdissection Needle Electrode, flexible, 45°, Tungsten 0.25 mm x 4 mm</i>	VPE 1 Unit 1	Umax: 2 KVp
			
AH-290-0	Microdissektions-Nadelelektrode, biegsam, Wolfram 0,25 mm x 4 mm <i>Microdissection Needle Electrode, Tungsten 0.25 mm x 4 mm</i>	VPE 5 Unit 5	Umax: 2 KVp
			
AH-290-5	Microdissektions-Nadelelektrode, biegsam, 45°, Wolfram 0,25 mm x 4 mm <i>Microdissection Needle Electrode, flexible, 45°, Tungsten 0.25 mm x 4 mm</i>	VPE 5 Unit 5	Umax: 2 KVp
			



Microdissektions-Nadelelektroden, wiederverwendbar, 2,4 mm, autoklavierbar 134°C
Mircodissection Needleelectrodes, reusable, 2.4 mm, autoclavable 134°C

Artikel-Nr. Art. No.	Beschreibung Description		
AH-386-1	Microdissektions-Nadelelektrode, biegsam, Wolfram 0,25 mm x 4 mm <i>Microdissection Needle Electrode, flexible, Tungsten 0.25 mm x 4 mm</i>	VPE 1 Unit 1	
		Umax: 2 KVp	
AH-386-2	Microdissektions-Nadelelektrode, biegsam, 45°, Wolfram 0,25 mm x 4 mm <i>Microdissection Needle Electrode, flexible, 45°, Tungsten 0.25 mm x 4 mm</i>	VPE 1 Unit 1	
		Umax: 2 KVp	
AH-386-3	Microdissektions-Nadelelektrode, biegsam, Wolfram 0,25 mm x 4 mm <i>Microdissection Needle Electrode, flexible, Tungsten 0.25 mm x 4 mm</i>	VPE 1 Unit 1	
		Umax: 2 KVp	
AH-386-4	Microdissektions-Nadelelektrode, biegsam, 45°, Wolfram 0,25 mm x 4 mm <i>Microdissection Needle Electrode, flexible, 45°, Tungsten 0.25 mm x 4 mm</i>	VPE 1 Unit 1	
		Umax: 2 KVp	
AH-386-7	Microdissektions-Nadelelektrode, biegsam, Wolfram 0,25 mm x 4 mm <i>Microdissection Needle Electrode, flexible, Tungsten 0.25 mm x 4 mm</i>	VPE 1 Unit 1	
		Umax: 2 KVp	
AH-386-8	Microdissektions-Nadelelektrode, biegsam, 45°, Wolfram 0,25 mm x 4 mm <i>Microdissection Needle Electrode, flexible, 45°, Tungsten 0.25 mm x 4 mm</i>	VPE 1 Unit 1	
		Umax: 2 KVp	
AH-390-0	Microdissektions-Nadelelektrode, Wolfram 0,25 mm x 4 mm <i>Microdissection Needle Electrode, Tungsten 0.25 mm x 4 mm</i>	VPE 5 Unit 5	
		Umax: 2 KVp	
AH-390-5	Microdissektions-Nadelelektrode, biegsam, 45°, Wolfram 0,25 mm x 4 mm <i>Microdissection Needle Electrode, flexible, 45°, Tungsten 0.25 mm x 4 mm</i>	VPE 5 Unit 5	
		Umax: 2 KVp	

Nadelelektroden mit Keramikisolation, wiederverwendbar, 4 mm, autoklavierbar 134°C
Needle electrodes with ceramic, reusable, 4 mm, autoclavable 134°C

Artikel-Nr. Art. No.	Beschreibung Description		
AH-287-1	Wolfram-Nadelelektrode, mit Keramikisolation, 0,5 x 4 mm, gebogen, 115 mm Tungsten needle electrode, with ceramic, 0.5 x 4 mm, angular, 115 mm	VPE 1 Unit 1	
AH-287-2	Wolfram-Nadelelektrode, mit Keramikisolation, 0,5 x 4 mm, 115 mm Tungsten needle electrode, with ceramic, 0.5 x 4 mm, 115 mm	VPE 1 Unit 1	
AH-287-3	Wolfram-Nadelelektrode, mit Keramikisolation, 0,5 x 4 mm, abgewinkelt, 80 mm Tungsten needle electrode, with ceramic, 0.5 x 4 mm, angular, 80 mm	VPE 1 Unit 1	
AH-287-4	Wolfram-Nadelelektrode, mit Keramikisolation, 0,5 x 4 mm Tungsten needle electrode, with ceramic, 0.5 x 4 mm	VPE 1 Unit 1	
AH-287-5	Wolfram-Nadelelektrode, mit Keramikisolation, 0,5 x 4 mm, abgewinkelt, 45 mm Tungsten needle electrode, with ceramic, 0.5 x 4 mm, angular, 45 mm	VPE 1 Unit 1	
AH-287-6	Wolfram-Nadelelektrode, mit Keramikisolation, 0,5 x 4 mm Tungsten needle electrode, with ceramic, 0.5 x 4 mm	VPE 1 Unit 1	
AH-287-7	Wolfram-Nadelelektrode, mit Keramikisolation, 0,5 x 4 mm, abgewinkelt, 20 mm Tungsten needle electrode, with ceramic, 0.5 x 4 mm, angular 20 mm	VPE 1 Unit 1	
AH-287-8	Wolfram-Nadelelektrode, mit Keramikisolation, 0,5 x 4 mm Tungsten needle electrode, with ceramic, 0.5 x 4 mm	VPE 1 Unit 1	

Nadelelektroden mit Keramikisolation, wiederverwendbar, 2,4 mm, autoklavierbar 134°C
Needle electrodes with ceramic, reusable, 2.4 mm, autoclavable 134°C

Artikel-Nr. Art. No.	Beschreibung Description		
AH-387-1	Wolfram-Nadelelektrode, mit Keramikisolation, 0,5 x 4 mm, abgewinkelt, 105 mm Tungsten needle electrode, with ceramic, 0.5 x 4 mm, angular, 105 mm	VPE 1 Unit 1	
AH-387-2	Wolfram-Nadelelektrode, mit Keramikisolation, 0,5 x 4 mm Tungsten needle electrode, with ceramic, 0.5 x 4 mm	VPE 1 Unit 1	
AH-387-3	Wolfram-Nadelelektrode, mit Keramikisolation, 0,5 x 4 mm, abgewinkelt, 70 mm Tungsten needle electrode, with ceramic, 0.5 x 4 mm, abgewinkelt, 70 mm	VPE 1 Unit 1	
AH-387-4	Wolfram-Nadelelektrode, mit Keramikisolation, 0,5 x 4 mm Tungsten needle electrode, with ceramic, 0.5 x 4 mm	VPE 1 Unit 1	
AH-387-5	Wolfram-Nadelelektrode, mit Keramikisolation, 0,5 x 4 mm, abgewinkelt, 35 mm Tungsten needle electrode, with ceramic, 0.5 x 4 mm, angular, 35 mm	VPE 1 Unit 1	
AH-387-6	Wolfram-Nadelelektrode, mit Keramikisolation, 0,5 x 4 mm Tungsten needle electrode, with ceramic, 0.5 x 4 mm	VPE 1 Unit 1	
AH-387-7	Wolfram-Nadelelektrode, mit Keramikisolation, 0,5 x 4 mm, abgewinkelt, 20 mm Tungsten needle electrode, with ceramic, 0.5 x 4 mm, angular, 20 mm	VPE 1 Unit 1	
AH-387-8	Wolfram-Nadelelektrode, mit Keramikisolation, 0,5 x 4 mm Tungsten needle electrode, with ceramic, 0.5 x 4 mm	VPE 1 Unit 1	

Arthroskopieelektroden, wiederverwendbar, 4 mm, autoklavierbar 134°C
Arthroscopic electrodes, reusable, 4 mm, autoclavable 134°C

Artikel-Nr. Art. No.	Beschreibung Description	
-------------------------	-----------------------------	--



AH-802-1	Nadelelektrode, 90° abgewinkelt, 1,5 mm, Schaftlänge 115 mm, Ø 0,6 mm <i>Needle electrode, 90° angled, 1.5 mm, shaft length 115 mm, Ø 0.6 mm</i>	VPE 1 Unit 1
AH-802-2	Nadelelektrode, 90° abgewinkelt, 4 mm, Schaftlänge 115 mm, Ø 0,6 mm <i>Needle electrode, 90° angled, 4 mm, shaft length 115 mm, Ø 0.6 mm</i>	VPE 1 Unit 1
AH-802-4	Messerelektrode, 45° abgewinkelt, 4 mm, Schaftlänge 115 mm <i>Knife electrode, 45° angled, 4 mm, shaft length 115 mm</i>	VPE 1 Unit 1
AH-802-5	Tastelektrode, 90° abgewinkelt, 4 mm, Schaftlänge 115 mm, Ø 1,5 mm <i>Button electrode, 90° angled, 4 mm, shaft length 115 mm, Ø 1.5 mm</i>	VPE 1 Unit 1
AH-802-7	Kugелеlektrode, Schaftlänge 115 mm, Ø 3 mm <i>Ball electrode, shaft length 115 mm, Ø 3 mm</i>	VPE 1 Unit 1
AH-802-8	Phazer, Hohlkugелеlektrode Ø 2,4 mm, gebogen 70°, Schaftlänge 115 mm <i>Phazer, hollow ball electrode Ø 2,4 mm, curved 70°, shaft length 115 mm</i>	VPE 1 Unit 1
AH-802-9	Phazer, Flächenelektrode Ø 2,4 mm, gebogen 70°, Schaftlänge 115 mm <i>Phazer, flate electrode Ø2,4 mm, curved 70°, shaft length 115 mm</i>	VPE 1 Unit 1
AH-802-6	Phazer, Bürstenelektrode gezahnt, gebogen 70°, Schaftlänge 115 mm <i>Phazer, brush electrode, serrated, shaft length 115 mm,</i>	VPE 1 Unit 1

Arthroskopieelektroden, wiederverwendbar, 2,0 mm, autoklavierbar 134°C
Arthroscopic electrodes, reusable, 2,0 mm, autoclavable 134°C

Artikel-Nr. Art. No.	Beschreibung Description	
-------------------------	-----------------------------	--

Umax: 4 KVp




AH-833-1	Nadelelektrode, 90° abgewinkelt, 0,8 mm x 2,5 mm, Schaftlänge 110 mm <i>Needle electrode, 90° angled, 0.8 x 2.5 mm, shaft length 110 mm</i>	VPE 1 Unit 1
AH-833-2	Nadelelektrode, 90° abgewinkelt, 0,8 x 4 mm, Schaftlänge 110 mm <i>Needle electrode, 90° angled, 0.8 x 4 mm, shaft length 110 mm</i>	VPE 1 Unit 1
AH-833-9	Nadelelektrode, 90° abgewinkelt, 1,5 mm, Schaftlänge 110 mm <i>Needle electrode, 90° angled, 1.5 mm, shaft length 110 mm</i>	VPE 1 Unit 1
AH-833-4	Messerelektrode, 45° abgewinkelt, Schaftlänge 110 mm <i>Knife electrode, 45° angled, shaft length 110 mm</i>	VPE 1 Unit 1
AH-833-5	Koagulationselektrode, abgewinkelt, 1,5 x 3 mm, Schaftlänge 110 mm, <i>Coagulation electrode, angled, 1.5 x 3 mm, shaft length 110 mm</i>	VPE 1 Unit 1
		Umax: 4 KVp
AH-832-1	Nadelelektrode, 90° abgewinkelt, 0,8 mm x 2,5 mm, Schaftlänge 170 mm <i>Needle electrode, 90° angled, 0.8 x 2.5 mm, shaft length 170 mm</i>	VPE 1 Unit 1
AH-833-6	Messerelektrode, 45° abgewinkelt, Schaftlänge 170 mm <i>Knife electrode, 45° angled, shaft length 170 mm</i>	VPE 1 Unit 1
AH-832-5	Koagulationselektrode, abgewinkelt, 1,5 x 3 mm, Schaftlänge 170 mm, <i>Coagulation electrode, angled, 1.5 x 3 mm, shaft length 170 mm</i>	VPE 1 Unit 1

Arthroskopieelektroden, wiederverwendbar, 2,4 mm, autoklavierbar 134°C
Arthroscopic electrodes, reusable, 2,4 mm, autoclavable 134°C

Artikel-Nr. Art. No.	Beschreibung Description	
		Umax: 4 kVp
AH-805-1	Nadelelektrode, 90° abgewinkelt, 1,5 mm, Schaftlänge 115 mm, Ø 0,6 mm <i>Needle electrode, 90° angled, 1.5 mm, shaft length 115 mm, Ø 0.6 mm</i>	VPE 1 Unit 1
		
AH-805-2	Nadelelektrode, 90° abgewinkelt, 4 mm, Schaftlänge 115 mm, Ø 0,6 mm <i>Needle electrode, 90° angled, 4 mm, shaft length 115 mm, Ø 0.6 mm</i>	VPE 1 Unit 1
		
AH-805-4	Messerelektrode, 45° abgewinkelt, 4 mm, Schaftlänge 115 mm <i>Knife electrode, 45° angled, 4 mm, shaft length 115 mm</i>	VPE 1 Unit 1
		
AH-805-5	Tastelektrode, 90° abgewinkelt, 4 mm, Schaftlänge 115 mm, Ø 1,5 mm <i>Button electrode, 90° angled, 4 mm, shaft length 115 mm, Ø 1.5 mm</i>	VPE 1 Unit 1
		
AH-805-7	Kugелеlektrode, Schaftlänge 115 mm, Ø 3 mm <i>Ball electrode, shaft length 115 mm, Ø 3 mm</i>	VPE 1 Unit 1
		
AH-805-8	Phazer, Hohlkugелеlektrode Ø 2,4 mm, gebogen 70°, Schaftlänge 115 mm <i>Phazer, hollow ball electrode Ø 2,4 mm, curved 70°, shaft length 115 mm</i>	VPE 1 Unit 1
		
AH-805-9	Phazer, Flächenelektrode Ø 2,4 mm, gebogen 70°, Schaftlänge 115 mm <i>Phazer, flate electrode Ø2,4 mm, curved 70°, shaft length 115 mm</i>	VPE 1 Unit 1
		
AH-805-6	Phazer, Bürstenelektrode gezahnt, gebogen 70°, Schaftlänge 115 mm <i>Phazer, brush electrode, serrated, shaft length 115 mm,</i>	VPE 1 Unit 1
		

Arthroskopieelektroden, mit Handgriff, wiederverwendbar, 4 mm, autoklavierbar 134°C
Arthroscopic electrodes, with handle, reusable, 4 mm, autoclavable 134°C


Artikel-Nr. Art. No.	Beschreibung Description		
AH-800-1	Nadelelektrode; 115 x 1,5 x Ø 0,6 mm; 90° abgewinkelt; mit Handgriff Needle electrode; 115 x 1.5 x Ø 0.6 mm; 90° angular; with handle	VPE 1 Unit 1	Umax: 2 KVp
			
AH-800-2	Nadelelektrode; 115 x 4 x Ø 0,6 mm; 90° abgewinkelt; mit Handgriff Needle electrode; 115 x 4 x Ø 0.6 mm; 90° angular; with handle	VPE 1 Unit 1	Umax: 2 KVp
			
AH-800-4	Messerelektrode, 45° abgewinkelt, 4 mm, Schaftlänge 115 mm Knife electrode, 45° angled, 4 mm, shaft length 115 mm	VPE 1 Unit 1	Umax: 2 KVp
			
AH-800-5	Tastelektrode mit Handgriff, 90° abgewinkelt, 4 mm, Länge 115 mm, Ø 1,5 mm Button electrode with handle, 90° angled, 4 mm, length 115 mm, Ø 1.5 mm	VPE 1 Unit 1	Umax: 2 KVp
			
AH-800-7	Kugelelektrode; 115 x Ø 3 mm; mit Handgriff Ball electrode; 115 x Ø 3 mm; with handle	VPE 1 Unit 1	Umax: 2 KVp
			

Arthroskopieelektroden, mit Handgriff, wiederverwendbar, 4 mm, autoklavierbar 134°C
Arthroscopic electrodes, with handle, reusable, 4 mm, autoclavable 134°C

Artikel-Nr. Art. No.	Beschreibung Description		
AH-801-1	Nadelelektrode; 170 x 1,5 x Ø 0,6 mm; 90° abgewinkelt; mit Handgriff Needle electrode; 170 x 1.5 x Ø 0.6 mm; 90° angular; with handle	VPE 1 Unit 1	Umax: 2 KVp
			
AH-801-2	Nadelelektrode; 170 x 4 x Ø 0,6 mm; 90° abgewinkelt; mit Handgriff Needle electrode; 170 x 4 x Ø 0.6 mm; 90° angular; with handle	VPE 1 Unit 1	Umax: 2 KVp
			
AH-801-3	Messerelektrode, 45° abgewinkelt, 4 mm, Schaftlänge 170 mm Knife electrode, 45° angled, 4 mm, shaft length 170 mm	VPE 1 Unit 1	Umax: 2 KVp
			
AH-801-4	Tastelektrode mit Handgriff, 90° abgewinkelt, 4 mm, Länge 170 mm, Ø 1,5 mm Button electrode with handle, 90° angled, 4 mm, length 170 mm, Ø 1.5 mm	VPE 1 Unit 1	Umax: 2 KVp
			
AH-801-7	Kugelelektrode; 170 x Ø 3 mm; mit Handgriff Ball electrode; 170 x Ø 3 mm; with handle	VPE 1 Unit 1	Umax: 2 KVp
			

Bipolare Arthroskopieelektroden, wiederverwendbar, autoklavierbar 134°C
Bipolar arthroscopic electrodes, reusable, autoclavable 134°C

Artikel-Nr. Art. No.	Beschreibung Description
-------------------------	-----------------------------



AH-879-0 170 mm

Bipolare Vaporisations-Elektrode "Phazer"
 verstärkter Schaft D. 5 mm
 Arbeitsende 70°, D. 2,4 mm

bipolar vaporisation electrode "Phazer"
strengthened shaft d. 5 mm
working end 70°, d. 2,4 mm

Umax: 2 KVp



AH-879-1 115 mm

AH-879-5 170 mm

Bipolare Vaporisations-Elektrode "Phazer"
 verstärkter Schaft D. 5 mm
 Arbeitsende 90°, D. 2,4 mm

bipolar vaporisation electrode "Phazer"
strengthened shaft d. 5 mm
working end 90°, d. 2,4 mm


Umax: 2 KVp



AH-879-9 115 mm

Bipolare Arthroskopieelektroden, wiederverwendbar, autoklavierbar 134°C
Bipolar arthroscopic electrodes, reusable, autoclavable 134°C

Artikel-Nr. Art. No.	Beschreibung Description
-------------------------	-----------------------------



AH-870-3 170 mm	Bipolare Schneidelektrode "Hook" Schaft D. 4,0 mm Arbeitsende 1,5 x 0,6 mm <i>bipolar cutting electrode "Hook"</i> <i>shaft d. 4,0 mm</i> <i>working end 1,5 x 0,6 mm</i>	Umax: 2 KVp	
AH-870-1 115 mm			
AH-870-6 170 mm	Bipolare Schneidelektrode "Hook" Schaft D. 4,0 mm Arbeitsende 4,0 x 0,6 mm <i>bipolar cutting electrode "Hook"</i> <i>shaft d. 4,0 mm</i> <i>working end 4,0x 0,6 mm</i>	Umax: 2 KVp	
AH-870-2 115 mm			
	Bipolare Schneidelektrode "Cobra" Schaft D. 4,0 mm <i>bipolar cutting electrode "Cobra"</i> <i>shaft d. 4,0 mm</i>	Umax: 2 KVp	
AH-870-9 115 mm			

Bipolare HNO Elektroden, wiederverwendbar, autoklavierbar 134°C
Bipolar ENT electrodes, reusable, autoclavable 134°C

Artikel-Nr. Art. No.	Beschreibung Description
-------------------------	-----------------------------

Griff
handle



AH-98002

Bipolarelektrode HNO vertikal, Nadel vertikal, Biegung 16,5 mm vom Griff
 bipolar ENT electrode vertical, needle vertical, bent 16.5 mm from handle

Spitze
tip



Umax: 2 KVp

AH-98003

Bipolarelektrode HNO horizontal, Nadel horizontal, Biegung 94mm vom Griff
 bipolar ENT electrode horizontal, needle horizontal, bent 16.5 mm from handle

Spitze
tip



Umax: 2 KVp

Bipolare HNO Elektroden, wiederverwendbar, autoklavierbar 134°C
Bipolar ENT electrodes, reusable, autoclavable 134°C

Artikel-Nr. Art. No.	Beschreibung Description
-------------------------	-----------------------------

Griff
handle



AH-98005

Bipolare Turbinotomie-Elektrode (Doppelnadel), horizontal, 50 mm vom Griff abgewinkelt, 25°
 35 mm Doppelnadel, Spitze 10 mm isoliert, 25 mm unisoliert
*bipolar electrode for turbinotomie (double needle), horizontal, angled 50 mm from handle, 25°
 35 mm double needle, tip 10 mm insulated, 25 mm not insulated*

Spitze
tip



Umax: 2 KVp

AH-98006

Konzentrische bipolare Elektrode für Therapie des Zungengrundes, 75 mm vom Griff abgewinkelt, 50°
 Nadel D. 0,8 mm
*concentric bipolar electrode for therapy of root of tongue, bent 75 mm from handle, 50°
 needle d. 0.8 mm*

Spitze
tip



Umax: 2 KVp

AH-98007

Konzentrische bipolare Elektrode zur Polypentherapie, 40 mm vom Griff abgewinkelt, 30°
 Nadel D. 0,6 mm, Spitze 3 mm unisoliert
*concentric bipolar electrode for therapy of polyps, bent 40 mm from handle, 30°
 needle d. 0.6 mm, tip 3 mm not insulated*

Spitze
tip



Umax: 2 KVp

Laparoskopieelektroden mit Keramik, wiederverwendbar, autoklavierbar 134°C
Laparoscopic electrodes with ceramic, reusable, autoclavable 134°C

Artikel-Nr. Art. No.	Beschreibung Description	VPE Unit	
-------------------------	-----------------------------	-------------	--

Elektroden mit Keramik, vollisoliert, Elekt. Anschluss: 4 mm Stecker
 Electrodes with ceramic, fully insulated, Elect. Connector: 4 mm plug




AH-709-5	Hakenelektrode Handgriff 60 mm, Durchmesser 16 mm <i>Hook Electrode</i> <i>handle 60 mm, diameter 16 mm</i>	1	 Umax: 4 KVp
AH-709-3	Spatelelektrode Handgriff 60 mm, Durchmesser 16 mm <i>Spatula Electrode</i> <i>handle 60 mm, diameter 16 mm</i>	1	 Umax: 4 KVp
AH-710-5	Hakenelektrode Handgriff 50 mm, Durchmesser 13 mm <i>Hook Electrode</i> <i>handle 50 mm, diameter 13 mm</i>	1	 Umax: 4 KVp
AH-710-3	Spatelelektrode Handgriff 50 mm, Durchmesser 13 mm <i>Spatula Electrode</i> <i>handle 50 mm, diameter 13 mm</i>	1	 Umax: 4 KVp

Laparoskopieelektroden mit Absaugung, wiederverwendbar, autoklavierbar 134°C
Laparoscopic electrodes with suction, reusable, autoclavable 134°C

Artikel-Nr. Art. No.	Beschreibung Description	VPE Unit	
-------------------------	-----------------------------	-------------	--



Elektroden mit Keramik, vollisoliert, mit Absaugung, Elekt. Anschluss: 4 mm Stecker
 Electrodes with ceramic, fully insulated, with suction, Elect. Connector: 4 mm plug

Mit Absaug- /Spüladapter



AH-715-3	Spatelektrode Handgriff 60 mm, Durchmesser 16 mm <i>spatula electrode</i> <i>handle 60 mm, diameter 16 mm</i>	1	Umax: 4 KVp
AH-715-4	L-Haken-Elektrode Handgriff 60 mm, Durchmesser 16 mm <i>L-hook-electrode</i> <i>handle 60 mm, diameter 16 mm</i>	1	Umax: 4 KVp
AH-715-5	J-Haken-Elektrode Handgriff 60 mm, Durchmesser 16 mm <i>J-hook-electrode</i> <i>handle 60 mm, diameter 16 mm</i>	1	Umax: 4 KVp

Argon-Plasmaelektroden, wiederverwendbar, 4 mm, autoklavierbar 134°C
Argon plasma electrodes, reusable, 4 mm, autoclavable 134°C

Artikel-Nr. Art. No.	Beschreibung Description	
AH-96001	Monopolare Argon-Elektrode, 75 mm lang, Ø 4 mm <i>Monopolar argon electrode, 75 mm long, Ø 4 mm</i>	VPE 1 unit 1 Umax: 4 KVp
		
AH-96002	Monopolare Argon-Elektrode, 150 mm lang, Ø 4 mm <i>Monopolar argon electrode, 150 mm long, Ø 4 mm</i>	VPE 1 unit 1 Umax: 4 KVp
		
AH-96003	Monopolare Argon-Elektrode, 350 mm lang, Ø 4 mm <i>Monopolar argon electrode, 350 mm long, Ø 4 mm</i>	VPE 1 unit 1 Umax: 4 KVp
		
AH-96004	Monopolare Argon-Elektrode, 100 mm lang, Nadel 14 mm, Ø 4 mm <i>Monopolar argon electrode, 100 mm long, needle type 14 mm, Ø 4 mm</i>	VPE 1 unit 1 Umax: 4 KVp
		
AH-96005	Monopolare Argon-Elektrode, 180 mm lang, Nadel 14 mm, Ø 4 mm <i>Monopolar argon electrode, 180 mm long, needle type 14 mm, Ø 4 mm</i>	VPE 1 unit 1 Umax: 4 KVp
		
AH-96006	Monopolare Argon-Elektrode, 100 mm lang, Messer 14 mm, Ø 4 mm <i>Monopolar argon electrode, 100 mm long, blade type 14 mm, Ø 4 mm</i>	VPE 1 unit 1 Umax: 4 KVp
		
AH-96007	Monopolare Argon-Elektrode, 180 mm lang, Messer 14 mm, Ø 4 mm <i>Monopolar argon electrode, 180 mm long, blade type 14 mm, Ø 4 mm</i>	VPE 1 unit 1 Umax: 4 KVp
		

HF-Handgriffe, wiederverwendbar, autoklavierbar 134 °C
HF-handpiece, reusable, autoclavable 134°C

Artikel-Nr. Art. No.	Beschreibung Description		
AH-92047	HF Handgriff für 4 mm Schaft - Elektroden <i>HF handpiece for 4 mm shaft-electrodes</i>	1	Erbe ACC/ICC 
AH-92048	Handgriff für 2,4 mm Schaft - Elektroden <i>HF handpiece for 2.4 mm shaft-electrodes</i>		
AH-92070	4 m HF Handgriff - Kabel Erbe kompatibel <i>HF handpiece - cable Erbe compatible</i>	1	HF-Gerät ERBE ACC/ICC 
AH-92071	5 m HF Handgriff - Kabel Erbe kompatibel <i>HF handpiece - cable Erbe compatible</i>		HF-Unit ERBE ACC/ICC
AH-92045	HF Handgriff für 4 mm Schaft - Elektroden <i>HF handpiece for 4 mm shaft - electrodes</i>	1	Erbe T-Serie 
AH-92072	5 m HF Handgriff - Kabel Erbe kompatibel <i>HF handpiece - cable Erbe compatible</i>	1	HF-Gerät ERBE T-Serie 
			HF-Unit ERBE T-Series
AH-92043	HF Handgriff für 4 mm Schaft - Elektroden <i>HF handpiece for 4 mm shaft - electrodes</i>	1	Martin / Berchtold 
AH-92044	Handgriff für 2,4 mm Schaft - Elektroden <i>HF handpiece for 2.4 mm shaft-electrodes</i>		
AH-92041	4 m HF Handgriff - Martin, Berchtold komp. <i>HF handpiece - Martin, Berchtold comp.</i>	1	HF-Gerät Martin / Berchtold 
AH-92040	5 m HF Handgriff - Martin, Berchtold komp. <i>HF handpiece - Martin, Berchtold comp.</i>		HF-Unit Martin / Berchtold

HF-Handgriffe, wiederverwendbar, autoklavierbar 134 °C
HF-handpiece, reusable, autoclavable 134°C

Artikel-Nr. Art. No.	Beschreibung Description		
AH-92049	HF Handgriff für 4 mm Schaft - Elektroden mit einer Taste <i>HF handpiece for 4 mm shaft - electrodes with one button</i>	1	Martin / Berchtold 
AH-92443	HF Handgriff für 4 mm Schaft - Elektroden mit Spannzange <i>HF handpiece for 4 mm shaft - electrodes with chuck</i>	1	Martin / Berchtold 
AH-92447	HF Handgriff für 4 mm Schaft - Elektroden mit Spannzange <i>HF handpiece for 4 mm shaft - electrodes with chuck</i>	1	Erbe ACC/ICC 

Premium HF-Handgriffe mit Kabel, wiederverwendbar, autoklavierbar 134 °C
Premium HF-handpiece with integrated cable, reusable, autoclavable 134°C

Artikel-Nr. Art. No.	Beschreibung Description	Länge length	Geräteseite Unit connecting
			
AH-92247	HF-Handgriff für 4 mm Schaftelektroden mit integriertem Kabel, mit 2 Tasten <i>HF-handpiece for 4 mm shaft-electrodes with integrated cable, two buttons</i>	5,0 m 5,0 m	 Erbe ICC/ACC, Storz
AH-92243	HF-Handgriff für 4 mm Schaftelektroden mit integriertem Kabel, mit 2 Tasten <i>HF-handpiece for 4 mm shaft-electrodes with integrated cable, two buttons</i>	5,0 m 5,0 m	 Berchtold / Integra
AH-92245	HF-Handgriff für 4 mm Schaftelektroden mit integriertem Kabel, mit 2 Tasten <i>HF-handpiece for 4 mm shaft-electrodes with integrated cable, two buttons</i>	5,0 m 5,0 m	 Internationale Modelle 3 pol.
AH-92251	HF-Handgriff für 2,4 mm Schaftelektroden mit integriertem Kabel, mit 2 Tasten <i>HF-handpiece for 2,4 mm shaft-electrodes with integrated cable, two buttons</i>	5,0 m 5,0 m	 Erbe ICC/ACC, Storz
AH-92248	HF-Handgriff für 2,4 mm Schaftelektroden mit integriertem Kabel, mit 2 Tasten <i>HF-handpiece for 2,4 mm shaft-electrodes with integrated cable, two buttons</i>	5,0 m 5,0 m	 Berchtold / Integra
AH-92244	HF-Handgriff für 2,4 mm Schaftelektroden mit integriertem Kabel, mit 2 Tasten <i>HF-handpiece for 2,4 mm shaft-electrodes with integrated cable, two buttons</i>	5,0 m 5,0 m	 Internationale Modelle 3 pol.

EVO-line HF-Handgriffe mit Kabel, wiederverwendbar, autoklavierbar 134 °C
EVO-line HF-handpiece with integrated cable, reusable, autoclavable 134°C

Artikel-Nr. Art. No.	Beschreibung Description	Länge length	Geräteseite Unit connecting
			
AH-92746	HF-Handgriff für 4 mm Schaftelektroden mit integriertem Kabel, mit 2 Tasten	3,0 m	 Erbe ICC/ACC, Storz
	<i>HF-handpiece for 4 mm shaft-electrodes with integrated cable, two buttons</i>	3,0 m	
AH-92747	HF-Handgriff für 4 mm Schaftelektroden mit integriertem Kabel, mit 2 Tasten	5,0 m	 Erbe ICC/ACC, Storz
	<i>HF-handpiece for 4 mm shaft-electrodes with integrated cable, two buttons</i>	5,0 m	
AH-92741	HF-Handgriff für 4 mm Schaftelektroden mit integriertem Kabel, mit 2 Tasten	3,0 m	 Berchtold / Integra
	<i>HF-handpiece for 4 mm shaft-electrodes with integrated cable, two buttons</i>	3,0 m	
AH-92743	HF-Handgriff für 4 mm Schaftelektroden mit integriertem Kabel, mit 2 Tasten	5,0 m	 Berchtold / Integra
	<i>HF-handpiece for 4 mm shaft-electrodes with integrated cable, two buttons</i>	5,0 m	
AH-92740	HF-Handgriff für 4 mm Schaftelektroden mit integriertem Kabel, mit 2 Tasten	3,0 m	 Internationale Modelle 3 pol.
	<i>HF-handpiece for 4 mm shaft-electrodes with integrated cable, two buttons</i>	3,0 m	
AH-92745	HF-Handgriff für 4 mm Schaftelektroden mit integriertem Kabel, mit 2 Tasten	5,0 m	 Internationale Modelle 3 pol.
	<i>HF-handpiece for 4 mm shaft-electrodes with integrated cable, two buttons</i>	5,0 m	

HF-Handgriffe mit Kabel, wiederverwendbar, autoklavierbar 134 °C
HF-handpiece with integrated cable, reusable, autoclavable 134°C

Artikel-Nr. Art. No.	Beschreibung Description	Länge length	Geräteseite Unit connecting
-------------------------	-----------------------------	-----------------	--------------------------------



AH-92644	HF-Handgriff für 2,4 mm Schaftelektroden mit integriertem Kabel, ohne Tasten <i>HF-handpiece for 2,4 mm shaft-electrodes with integrated cable, without buttons</i>	5,0 m	4 mm Stecker
		5,0 m	 4 mm plug
AH-92645	HF-Handgriff für 4 mm Schaftelektroden mit integriertem Kabel, ohne Tasten <i>HF-handpiece for 4 mm shaft-electrodes with integrated cable, without buttons</i>	5,0 m	4 mm Stecker
		5,0 m	 4 mm plug

EVO-line HF-Handgriffe mit integriertem Kabel, wiederverwendbar, autoklavierbar 134 °C
EVO-line HF-handpiece with integrated cable, reusable, autoclavable 134°C

Artikel-Nr. Art. No.	Beschreibung Description	Länge length	Geräteseite Unit connecting
			
AH-92750	HF-Handgriff für 2,4 mm Schaftelektroden mit integriertem Kabel, mit 2 Tasten <i>HF-handpiece for 2,4 mm shaft-electrodes with integrated cable, two buttons</i>	3,0 m 3,0 m	 Erbe ICC/ACC, Storz
AH-92751	HF-Handgriff für 2,4 mm Schaftelektroden mit integriertem Kabel, mit 2 Tasten <i>HF-handpiece for 2,4 mm shaft-electrodes with integrated cable, two buttons</i>	5,0 m 5,0 m	 Erbe ICC/ACC, Storz
AH-92749	HF-Handgriff für 2,4 mm Schaftelektroden mit integriertem Kabel, mit 2 Tasten <i>HF-handpiece for 2,4 mm shaft-electrodes with integrated cable, two buttons</i>	3,0 m 3,0 m	 Berchtold / Integra
AH-92748	HF-Handgriff für 2,4 mm Schaftelektroden mit integriertem Kabel, mit 2 Tasten <i>HF-handpiece for 2,4 mm shaft-electrodes with integrated cable, two buttons</i>	5,0 m 5,0 m	 Berchtold / Integra
AH-92742	HF-Handgriff für 2,4 mm Schaftelektroden mit integriertem Kabel, mit 2 Tasten <i>HF-handpiece for 2,4 mm shaft-electrodes with integrated cable, two buttons</i>	3,0 m 3,0 m	 Internationale Modelle 3 pol.
AH-92744	HF-Handgriff für 2,4 mm Schaftelektroden mit integriertem Kabel, mit 2 Tasten <i>HF-handpiece for 2,4 mm shaft-electrodes with integrated cable, two buttons</i>	5,0 m 5,0 m	 Internationale Modelle 3 pol.

HF-Handgriffe, wiederverwendbar, autoklavierbar 134 °C

HF-handpiece, reusable, autoclavable 134°C

Artikel-Nr. Art. No.	Beschreibung Description	VPE PU	Geräteseite Unit connecting
	HF Handgriff für 1,6 mm Schaft - Elektroden mit integriertem Kabel, ohne Tasten <i>HF handpiece for 1.6 mm shaft - electrodes cable integrated, without buttons</i>	1	Handgriff, dental / plastische Chirurgie  <i>Pencil, dental / plastic surgery</i>
AH-92097	3 m HF Handgriff - Kabel REGER <i>3 m HF handpiece- cable REGER</i>	1	HF-Gerät Martin  <i>HF-Unit Martin</i>
AH-92098	3 m HF Handgriff - Kabel REGER <i>3 m HF handpiece - cable REGER</i>	1	HF-Gerät ERBE  <i>HF-Unit ERBE</i>
AH-92096	3 m HF Handgriff - Kabel REGER <i>3 m HF handpiece - cable REGER</i>	1	4 mm Stecker  <i>4 mm plug</i>

HF Kabel, wiederverwendbar, autoclavierbar 134° C

HF Kabel, reusable, autoclavable 134° C

HF-Kabel nach Kundenwunsch, bzw. mit Sonderlängen können gerne angefertigt werden

Artikelnr. Art. No.	Instrumentenseite Instrument connecting	Länge Length	Geräteseite Unit connecting
AH-92015	Pinzettenkabel bipolar für Erbe, Martin, Bowa, Berchtold, Bissinger Flachstecker  Bipolar forceps cable	3,0 m	
AH-92016		5,0 m	Erbe ICC/ACC, Storz
AH-92017		3,0 m	
AH-92018		5,0 m	Martin, Berchtold
AH-92021		3,0 m	
AH-92022		5,0 m	US-Modelle 2 Pol
AH-92019		3,0 m	
AH-92020		5,0 m	Internationale Modelle 2 Pol
AH-92064		3,0 m	 Internationale Modelle 2 Pol + Instr.Erkennung
AH-92023	Pinzettenkabel bipolar für Erbe, Martin, Bowa, Berchtold, Bissinger Flachstecker  Bipolar forceps cable	3,0 m	
AH-92024		5,0 m	Erbe ICC/ACC, Storz
AH-92025		3,0 m	
AH-92026		5,0 m	Martin, Berchtold
AH-92027		3,0 m	
AH-92028		5,0 m	US-Modelle 2 Pol
AH-92029		3,0 m	
AH-92030		5,0 m	Internationale Modelle 2 Pol
AH-92110	Pinzettenkabel bipolar US-Modelle  Bipolar forceps cable	3,0 m	
AH-92111		5,0 m	Erbe ICC/ACC, Storz
AH-92113		3,0 m	
AH-92092		5,0 m	Martin, Berchtold
AH-92114		3,0 m	
AH-92093		5,0 m	US-Modelle 2 Pol
AH-92115		3,0 m	
AH-92094		5,0 m	Internationale Modelle 2 Pol
AH-92116		3,0 m	 Wolf
AH-92074	Pinzettenkabel bipolar Aesculap  Bipolar forceps cable	5,0 m	
AH-92073		5,0 m	Erbe ICC/ACC, Storz
AH-92095		5,0 m	
AH-92075		5,0 m	 US-Modelle 2 Pol
			 Internationale Modelle 2 Pol

HF Kabel, wiederverwendbar, autoclavierbar 134° C

HF Cabel, reusable, autoclavable 134° C

HF-Kabel nach Kundenwunsch, bzw. mit Sonderlängen können gerne angefertigt werden

Artikelnr. Art. No.	Instrumentenseite Instrument connecting	Länge Length	Geräteseite Unit connecting
AH-92190	 Pinzettenkabel bipolar gewinkelt <i>Bipolar forceps cable angled</i>	5,0 m	 Erbe ICC/ACC, Storz
AH-92192		5,0 m	 Martin, Berchtold
AH-92194		5,0 m	 US-Modelle 2 Pol
AH-92196		5,0 m	 Internationale Modelle 2 Pol

HF Kabel, wiederverwendbar, autoclavierbar 134° C

HF Cabel, reusable, autoclavable 134° C

HF-Kabel nach Kundenwunsch, bzw. mit Sonderlängen können gerne angefertigt werden

Artikelnr. Art. No.	Instrumentenseite Instrument connecting	Länge Length	Geräteseite Unit connecting
------------------------	--	-----------------	--------------------------------

AH-92066	Powerstar Schere Ethicon  Powerstar scissor Ethicon	5,0 m	 Erbe ICC/ACC, Storz
AH-92068		5,0 m	 Martin, Berchtold
AH-92069		5,0 m	 US-Modelle 2 Pol
AH-92067		5,0 m	 Internationale Modelle 2 Pol

AH-92031	Storz bipolar  Storz bipolar	3,0 m	 Erbe ICC/ACC, Storz
AH-92032		5,0 m	
AH-92033		3,0 m	 Martin, Berchtold
AH-92034		5,0 m	
AH-92035		3,0 m	 US-Modelle 2 Pol
AH-92036		5,0 m	
AH-92037		3,0 m	 Internationale Modelle 2 Pol
AH-92038		5,0 m	

AH-92009	Resektoskop Kabel  Resectoscope cable	3,0 m	 Monopolarkabel 4 mm
AH-92010		5,0 m	

AH-92013	Resektoskop Kabel  Resectoscope cable	3,0 m	 Big Jack 8 mm
AH-92014		5,0 m	

AH-92211	Resektoskop Kabel Storz  resectoscope cable Storz	3,0 m	 Martin, Berchtold
AH-92212		5,0 m	
AH-92197		3,0 m	 Internationale Modelle 2 Pol
AH-92198		5,0 m	

HF Kabel, monopolar, wiederverwendbar, autoclavierbar 134° C

HF Cable, monopolar, reusable, autoclavable 134° C

HF-Kabel nach Kundenwunsch, bzw. mit Sonderlängen können gerne angefertigt werden

Artikelnr. Art. No.	Instrumentenseite Instrument connecting	Länge Length	Geräteseite Unit connecting
AH-92004	Monopolarkabel 4 mm 	3,0 m	Monopolarkabel 4 mm 
AH-92005	Monopolar cable 4 mm	5,0 m	Monopolar cable 4 mm
AH-92051	Monopolarkabel 4 mm 	3,0 m	Big Jack 8 mm 
AH-92105	Monopolarkabel 4 mm	5,0 m	
AH-92080	Monopolar 6-kant Arthroskopie 	3,0 m	Erbe ACC/ICC 
AH-92081	Monopolar Arthroscopy	5,0 m	
AH-92082	Monopolar 6-kant Arthroskopie 	3,0 m	4 mm Stecker 
	Monopolar Arthroscopy		4 mm connector
AH-92089	Olympus Buchse 	3,0 m	4 mm Stecker 
AH-92090	Olympus connector	5,0 m	4 mm connector
AH-92181	Monopolar 6-kant Arthroskopie 	5,0 m	Big Jack 8 mm 
	Monopolar Arthroscopy		

HF Gummi-Neutralelektrode, monopolar, wiederverwendbar, autoclavierbar 134° C
HF rubber neutral electrode, monopolar, reusable, autoclavable 134° C

Artikelnr. Art. No.		Beschreibung description
AH-92342		für Erwachsene (260 x 150 mm) <i>adults (260 x 150 mm)</i> Stecker mit zwei Pins <i>plug with two pins</i> passend für Kabel mit Art. Nr. <i>fits cable with ref. no.</i> ST-92077, ST-92076, ST-92108, ST-92109
AH-92343		für Kinder (160 x 80 mm) <i>for children (160 x 80 mm)</i> Stecker mit zwei Pins <i>plug with two pins</i> passend für Kabel mit Art. Nr. <i>fits cable with ref. no.</i> ST-92077, ST-92076, ST-92108, ST-92109
AH-92308		für Erwachsene (260 x 150 mm) <i>for adults (260 x 150 mm)</i> Stecker mit einem Pin <i>plug with one pin</i> passend für Kabel mit Art. Nr. <i>fits cable with ref. no.</i> ST-92344, ST-92345
AH-92316		für Kinder (160 x 80 mm) <i>for children (160 x 80 mm)</i> Stecker mit einem Pin <i>plug with one pin</i> passend für Kabel mit Art. Nr. <i>fits cable with ref. no.</i> ST-92344, ST-92345
AH-92400		Elastisches Gummiband, gelocht, mit Knopf, 50 cm <i>flexible rubber band, perforated, with button,</i> 50 cm
AH-92401		Elastisches Gummiband, gelocht, mit Knopf, 100 cm <i>flexible rubber band, perforated, with button,</i> 100 cm

HF Neutralelektrodenkabel, monopolar, wiederverwendbar, autoclavierbar 134° C

HF neutral electrode cable, monopolar, reusable, autoclavable 134° C

HF-Kabel nach Kundenwunsch, bzw. mit Sonderlängen können gerne angefertigt werden

Artikelnr. <i>Art. No.</i>	Instrumentenseite <i>Instrument connecting</i>	Länge <i>Length</i>	Geräteseite <i>Unit connecting</i>
AH-92077	Neutralelektrode mit <u>Zwei-Pin</u> -Stecker	3,0 m	 Erbe / Martin / EMED
AH-92076	 <i>Neutral electrode with <u>two-pin</u>-plug</i>	5,0 m	
AH-92108	Neutralelektrode mit <u>Zwei-Pin</u> -Stecker	3,0 m	 Valleylab, Conmed, Bowa
AH-92109	 <i>neutral electrode with <u>two-pin</u>-plug</i>	5,0 m	
AH-92344	Neutralelektrode mit <u>Ein-Pin</u> -Stecker	3,0 m	 Erbe (ICC, ACC) / EMED
AH-92345	 <i>neutral electrode with <u>one-pin</u>-plug</i>	5,0 m	

HF Neutralelektrodenkabel, monopolar, wiederverwendbar, autoklavierbar 134°C

HF neutral electrode cable, monopolar, reusable, autoclavable 134°C

HF-Kabel nach Kundenwunsch, bzw. mit Sonderlängen können gerne angefertigt werden

Artikelnr. <i>Art. No.</i>	Instrumentenseite <i>Instrument connecting</i>	Länge <i>Length</i>	Geräteseite <i>Unit connecting</i>
AH-92078	Einweg-Neutralelektrode 	3,0 m	 Erbe / Martin
AH-92039	<i>single-use neutral electrode</i>	5,0 m	
AH-92139	Einweg-Neutralelektrode 	5,0 m	 Valleylab, Comed, Bowa
	<i>single-use neutral electrode</i>		

Pinze bipolari, riutilizzabile, autoclavabile a 134 ° C
Bipolar forceps, reusable, autoclavable 134°C

Artikelnr.	Länge (L)	Spitzenbreite
Art. No.	length	tip width

gerade Ausführungen
straight models

Umax: 0,5 KVp



AH-95019	110 mm	Nadel
AH-95020	110 mm	0,5 mm
AH-95011	160 mm	Nadel
AH-95170	160 mm	0,5 mm
AH-95039	160 mm	1,0 mm
AH-95027	160 mm	2,0 mm
AH-95181	180 mm	Nadel
AH-95171	180 mm	0,5 mm
AH-95180	180 mm	1,0 mm
AH-95178	180 mm	2,0 mm
AH-95112	195 mm	Nadel
AH-95037	195 mm	0,5 mm
AH-95040	195 mm	1,0 mm
AH-95029	195 mm	2,0 mm
AH-95057	195 mm	2,0 mm Karo
AH-95113	220 mm	Nadel
AH-95172	220 mm	0,5 mm
AH-95041	220 mm	1,0 mm
AH-95030	220 mm	2,0 mm
AH-95207	260 mm	2,0 mm
AH-95198	300 mm	2,0mm

Pinze bipolari, riutilizzabile, autoclavabile a 134 ° C
Bipolar forceps, reusable, autoclavable 134°C

Artikelnr.	Länge (L)	Spitzenbreite
Art. No.	length	tip width

abgewinkelte Ausführungen
angled models

Umax: 0,5 KVp



AH-95023	110 mm	Nadel
AH-95021	110 mm	0,5 mm
AH-95036	160 mm	Nadel
AH-95013	160 mm	0,5 mm
AH-95014	160 mm	1,0 mm
AH-95187	180 mm	Nadel
AH-95089	180 mm	0,5 mm
AH-95090	180 mm	1,0 mm
AH-95088	180 mm	2,0 mm
AH-95103	195 mm	Nadel
AH-95104	195 mm	0,5 mm
AH-95001	195 mm	1,0 mm
AH-95007	195 mm	2,0 mm
AH-95058	195 mm	2,0 mm Karo
AH-95126	220 mm	Nadel
AH-95122	220 mm	0,5 mm
AH-95024	220 mm	1,0 mm
AH-95125	220 mm	2,0 mm
AH-95207	260 mm	2,0 mm

Pinze bipolari, riutilizzabile, autoclavabile a 134 ° C
Bipolar forceps, reusable, autoclavable 134°C

Artikelnr. Art. No.	Länge (L) length	Spitzenbreite tip width
------------------------	---------------------	----------------------------

Umax: 0,5 KVP

bajonett Ausführungen
bayonet models



AH-95116	165 mm	Nadel
AH-95017	165 mm	0,5 mm
AH-95018	165 mm	1,0 mm
AH-95194	180 mm	Nadel
AH-95092	180 mm	0,5 mm
AH-95091	180 mm	1,0 mm
AH-95093	180 mm	2,0 mm
AH-95008	195 mm	Nadel
AH-95109	195 mm	0,5 mm
AH-95002	195 mm	1,0 mm
AH-95034	195 mm	2,0 mm
AH-95059	195 mm	2,0 mm Karo
AH-95045	220 mm	Nadel
AH-95031	220 mm	0,5 mm
AH-95131	220 mm	1,0 mm
AH-95132	220 mm	2,0 mm
AH-95197	240 mm	0,5 mm
AH-95196	240 mm	1,0 mm

Pinze bipolari, riutilizzabile, autoclavabile a 134 ° C
Bipolar forceps, reusable, autoclavable 134°C

Artikelnr. <i>Art. No.</i>	Länge (L) <i>length</i>	Spitzenbreite <i>tip width</i>
-------------------------------	----------------------------	-----------------------------------

Umax: 0,5 KVp

bajonett Ausführungen, aufwärts gewinkelt
bayonet models, angled up



AH-95026	195 mm	1,0 mm
----------	--------	--------

AH-95063	220 mm	1,0 mm
----------	--------	--------

Umax: 0,5 KVp

bajonett Ausführungen, abwärts gewinkelt
bayonet models, angled down



AH-95065	195 mm	1,0 mm
----------	--------	--------

AH-95067	220 mm	1,0 mm
----------	--------	--------

Pinze bipolari antiaderente "New Generation", riutilizzabile, autoclavabile a 134 °C
Bipolar forceps non-stick "New Generation", reusable, autoclavable 134°C

Artikelnr. <i>Art. No.</i>	Länge (L) <i>length</i>	Spitzenbreite <i>tip width</i>
-------------------------------	----------------------------	-----------------------------------

Le versioni diritte
straight models

Umax: 0,5 KVP



AH-95019 ANG	110 mm	Nadel
AH-95020 ANG	110 mm	0,5 mm
AH-95011 ANG	160 mm	Nadel
AH-95170 ANG	160 mm	0,5 mm
AH-95039 ANG	160 mm	1,0 mm
AH-95027 ANG	160 mm	2,0 mm
AH-95181 ANG	180 mm	Nadel
AH-95171 ANG	180 mm	0,5 mm
AH-95180 ANG	180 mm	1,0 mm
AH-95178 ANG	180 mm	2,0 mm
AH-95112 ANG	195 mm	Nadel
AH-95037 ANG	195 mm	0,5 mm
AH-95040 ANG	195 mm	1,0 mm
AH-95029 ANG	195 mm	2,0 mm
AH-95057 ANG	195 mm	2,0 mm Karo
AH-95113 ANG	220 mm	Nadel
AH-95172 ANG	220 mm	0,5 mm
AH-95041 ANG	220 mm	1,0 mm
AH-95030 ANG	220 mm	2,0 mm
AH-95207 ANG	260 mm	2,0 mm
AH-95198 ANG	300 mm	2,0mm

Pinze bipolari antiaderente "New Generation", riutilizzabile, autoclavabile a 134 ° C
Bipolar forceps non-stick "New Generation", reusable, autoclavable 134°C

Artikelnr. <i>Art. No.</i>	Länge (L) <i>length</i>	Spitzenbreite <i>tip width</i>
-------------------------------	----------------------------	-----------------------------------

Le versioni ad angolo
angled models

Umax: 0,5 KVp

keine Abbildung vorhanden / *no image available*

AH-95023 ANG	110 mm	Nadel
AH-95021 ANG	110 mm	0,5 mm
AH-95036 ANG	160 mm	Nadel
AH-95013 ANG	160 mm	0,5 mm
AH-95014 ANG	160 mm	1,0 mm
AH-95187 ANG	180 mm	Nadel
AH-95089 ANG	180 mm	0,5 mm
AH-95090 ANG	180 mm	1,0 mm
AH-95088 ANG	180 mm	2,0 mm
AH-95103 ANG	195 mm	Nadel
AH-95104 ANG	195 mm	0,5 mm
AH-95001 ANG	195 mm	1,0 mm
AH-95007 ANG	195 mm	2,0 mm
AH-95058 ANG	195 mm	2,0 mm Karo
AH-95126 ANG	220 mm	Nadel
AH-95122 ANG	220 mm	0,5 mm
AH-95024 ANG	220 mm	1,0 mm
AH-95125 ANG	220 mm	2,0 mm
AH-95207 ANG	260 mm	2,0 mm

Pinze bipolari antiaderente "New Generation", riutilizzabile, autoclavabile a 134 ° C
Bipolar forceps non-stick "New Generation", reusable, autoclavable 134°C

Artikelnr. Art. No.	Länge (L) length	Spitzenbreite tip width
------------------------	---------------------	----------------------------

Umax: 0,5 KVp

Le versioni a baionetta
bayonet models



AH-95116 ANG	165 mm	Nadel
AH-95017 ANG	165 mm	0,5 mm
AH-95018 ANG	165 mm	1,0 mm
AH-95194 ANG	180 mm	Nadel
AH-95092 ANG	180 mm	0,5 mm
AH-95091 ANG	180 mm	1,0 mm
AH-95093 ANG	180 mm	2,0 mm
AH-95008 ANG	195 mm	Nadel
AH-95109 ANG	195 mm	0,5 mm
AH-95002 ANG	195 mm	1,0 mm
AH-95034 ANG	195 mm	2,0 mm
AH-95059 ANG	195 mm	2,0 mm Karo
AH-95045 ANG	220 mm	Nadel
AH-95031 ANG	220 mm	0,5 mm
AH-95131 ANG	220 mm	1,0 mm
AH-95132 ANG	220 mm	2,0 mm
AH-95197 ANG	240 mm	0,5 mm
AH-95196 ANG	240 mm	1,0 mm

Pinze bipolari antiaderente "New Generation", riutilizzabile, autoclavabile a 134 ° C
Bipolar forceps non-stick "New Generation", reusable, autoclavable 134°C

Artikelnr. <i>Art. No.</i>	Länge (L) <i>length</i>	Spitzenbreite <i>tip width</i>
-------------------------------	----------------------------	-----------------------------------

Umax: 0,5 KVp

Le versioni a baionetta, verso l'alto ad angolo
bayonet models, angled up

keine Abbildung vorhanden / *no image available*

AH-95026 ANG	195 mm	1,0 mm
--------------	--------	--------

AH-95063 ANG	220 mm	1,0 mm
--------------	--------	--------

Umax: 0,5 KVp

Le versioni a baionetta, verso il basso angolato
bayonet models, angled down

keine Abbildung vorhanden / *no image available*

AH-95065 ANG	195 mm	1,0 mm
--------------	--------	--------

AH-95067 ANG	220 mm	1,0 mm
--------------	--------	--------

Pinze bipolari con irrigazione, riutilizzabile, autoclavabile a 134 ° C
Bipolar forceps with irrigation, reusable, autoclavable 134°C

Artikelnr. <i>Art. No.</i>	Länge (L) <i>length</i>	Spitzenbreite <i>tip width</i>
-------------------------------	----------------------------	-----------------------------------

Le versioni a baionetta
bayonet models

Umax: 0,5 KVp



AH-95-008 IR	200 mm	Nadel
AH-95-109 IR	200 mm	0,7 mm
AH-95-002 IR	200 mm	1,2 mm
AH-95-034 IR	200 mm	2,0 mm
AH-95-045 IR	230 mm	Nadel
AH-95-031 IR	230 mm	0,7 mm
AH-95-131 IR	230 mm	1,2 mm
AH-95-132 IR	230 mm	2,0 mm

Le versioni a baionetta, verso l'alto ad angolo
bayonet models, angled up

keine Abbildung vorhanden / no image available

AH-95-026 IR	200 mm	1,0 mm
AH-95-063 IR	230 mm	1,0 mm

Le versioni a baionetta, verso il basso angolato
bayonet models, angled down

keine Abbildung vorhanden / no image available


AH-95-065 IR	200 mm	1,0 mm
AH-95-067 IR	230 mm	1,0 mm

Pinza monopolare, riutilizzabile, autoclavabile a 134 ° C
Monopolar forceps, reusable, autoclavable 134°C


Artikelnr. Art. No.	Länge length	Beschreibung description
------------------------	-----------------	-----------------------------



AH-09/0014	14 cm 5 1/2"	Pinza monopolare, anatomico, isolate <i>monopolar forceps, anatomical, insulated</i>
AH-09/0018	18 cm 7"	
AH-09/0021	21 cm 8 1/4"	
AH-09/0025	25 cm 10"	
AH-09/0030	30 cm 12"	




AH-09/0414	14 cm 5 1/2"	Pinza monopolare, chirurgico, isolato <i>monopolar forceps, surgical, insulated</i>
AH-09/0418	18 cm 7"	
AH-09/0421	21 cm 8 1/4"	
AH-09/0425	25 cm 10"	
AH-09/0430	30 cm 12"	




Pinza monopolare, riutilizzabile, autoclavabile a 134 ° C
Monopolar forceps, reusable, autoclavable 134°C

Artikelnr. Art. No.	Länge length	Beschreibung description
------------------------	-----------------	-----------------------------



AH-09/0214	14 cm 5 1/2"	 Pinza monopolare, anatomico, con spina 4 millimetri isolato <i>monopolar forceps, anatomical, with 4 mm pin, insulated</i>
AH-09/0218	18 cm 7"	
AH-09/0221	21 cm 8 1/4"	
AH-09/0225	25 cm 10"	
AH-09/0230	30 cm 12"	

AH-09/0614	14 cm 5 1/2"	 Pinza monopolare, chirurgia, con la spina 4 millimetri isolato <i>monopolar forceps, surgical, with 4 mm pin, insulated</i>
AH-09/0618	18 cm 7"	
AH-09/0621	21 cm 8 1/4"	
AH-09/0625	25 cm 10"	
AH-09/0630	30 cm 12"	

Morsetti bipolari riutilizzabili, autoclavabili a 134 ° C
Bipolar Clamps, reusable, autoclavable 134°C

Artikel-Nr. Art. No.	Beschreibung Description	VPE Unit	
-------------------------	-----------------------------	-------------	--



AH-97003	Bipolar Klemme, Länge 185 mm <i>bipolar clamp, length 185 m</i>	1	
AH-97002	Bipolar Klemme, Länge 230 mm <i>bipolar clamp, length 230 mm</i>	1	
AH-97004	Bipolar Klemme, Länge 280 mm <i>bipolar clamp, length 280 mm</i>	1	

cavo corretto per terminale bipolare:
suitable cables for bipolar clamp:

AH-92066	 Bipolar Klemme bipolar clamp	5,0 m	 Erbe ICC/ACC, Storz
AH-92068		5,0 m	 Martin, Berchtold
AH-92069		5,0 m	 US-Modelle 2 Pol
AH-92067		5,0 m	 Internationale Modelle 2 Pol

Forbici bipolari, riutilizzabile, autoclavabile a 134 ° C
Bipolar Scissors, reusable, autoclavable 134°C

Artikel-Nr. Art. No.	Beschreibung Description	VPE Unit	
-------------------------	-----------------------------	-------------	--



AH-97011	Bipolare Schere, Länge 185 mm <i>bipolar scissors, length 185 mm</i>	1	
AH-97012	Bipolare Schere, Länge 230 mm <i>Bipolar Scissor, length 230 mm</i>	1	
AH-97013	Bipolare Schere, Länge 280 mm <i>Bipolar Scissor, length 280 mm</i>	1	

Elettrodi contenitore, acciaio inossidabile, autoclavabile a 134 ° C
Container for electrodes, stainless steel, autoclavable 134°C

Artikel-Nr. Art. No.	Beschreibung Description	VPE Unit	
-------------------------	-----------------------------	-------------	--



AH-92500	Contenitore Elettrodi, grande <i>Container for electrodes, large</i>	1	per lo stoccaggio di 16 x 4 elettrodi albero mm <i>for storage of 16 x 4 mm shaft electrodes</i>
AH-92502	Contenitore Elettrodi, piccolo <i>Container for electrodes, small</i>	1	per lo stoccaggio di 8 x 4 elettrodi albero mm <i>for storage of 8 x 4 mm shaft electrodes</i>

Set monopolare Accessori RF, 4,0 mm
Set monopolar HF-accessories, 4,0 mm

Artikel-Nr. Art. No.	Beschreibung Description	VPE Unit	
-------------------------	-----------------------------	-------------	--



ST HF MONO costituito da / Composto da:

AH-92745	Handgriff EVO-Line mit zwei Tasten, 5m handpiece, EVO-Line, with two buttons, 5m	1	für internat. Modelle 3 pol. for internat. models 3 pol.	
AH-92342	Gummi-Neutralelektrode, 260x150 mm rubber neutral electrode, 260x150 mm	1		
AH-92077	Neutralelektroden Kabel, 3,0 m neutral electrode cable, 3,0 m	1	Erbe, Martin, EMED Erbe, Martin, EMED	
AH-92401	Elastisches Gummiband, gelocht, 100 cm flexible rubber band, perforated, 100 cm	2		
AH-202-0	Lanzettschneidelektrode, abgewinkelt lancet electrode, angular	1		
AH-203-0	Lanzettschneidelektrode, gerade lancet electrode, straight	1		
AH-205-0	Messerelektrode, gerade, 25 mm knife electrode, straight, 25 mm	1		
AH-206-0	Spatelektrode, 3 x 24 mm, ovale Form spatula electrode, 3 x 24 mm, oval shape	1		
AH-210-3	Nadelelektrode, Ø 0,8 mm needle electrode, Ø 0,8 mm	1		
AH-212-1	Drahtschlingenelektrode, Ø 5 mm wire loop electrode, Ø 5 mm	1		
AH-212-2	Drahtschlingenelektrode, Ø 10 mm wire loop electrode, Ø 10 mm	1		
AH-214-1	Kugelelektrode, Ø 2 mm ball electrode, Ø 2 mm	1		
AH-214-2	Kugelelektrode, Ø 4 mm ball electrode, Ø 4 mm	1		
AH-214-3	Kugelelektrode, Ø 6 mm ball electrode, Ø 6 mm	1		
AH-240-2	Kugelelektrode Ø 4 mm ball electrode, Ø 4 mm	1		
AH-241-3	Nadelelektrode, 0,8 x 12 mm needle electrode, 0,8 x 12 mm	1		
AH-242-0	Messerelektrode, 2,4 x 10 mm knife electrode, 2,4 x 10 mm	1		
AH-92500	Elektrodenkontainer, groß Container for electrodes, large	1	zur Aufbewahrung von 16 x 4 mm Schaft Elektroden for storage of 16 x 4 mm shaft electrodes	

Set Accessori HF bipolari
Set bipolar HF-accessories

Artikel-Nr. Art. No.	Beschreibung Description	VPE Unit	
-------------------------	-----------------------------	-------------	--



ST-HF-BIPO costituito da / Composto da:

AH-95002	Bipolare Pinzette, bajonett, 195 mm, 1,0 mm <i>bipolar forceps, bayonet, 195 mm, 1,0 mm</i>	1	
AH-95014	Bipolare Pinzette, abgew., 160 mm, 1,0 mm <i>bipolar forceps, angled, 160 mm, 1,0 mm</i>	1	
AH-95039	Bipolare Pinzette, gerade, 160 mm, 1,0 mm <i>bipolar forceps, straight, 160 mm, 1,0 mm</i>	1	
AH-95040	Bipolare Pinzette, gerade, 195 mm, 1,0 mm <i>bipolar forceps, straight, 195 mm, 1,0 mm</i>		
AH-92030	Pinzettenkabel ,5 m <i>forceps cable, 5 m</i>	1	internationale Modelle 2-Pol <i>international models 2-Pol</i>

